



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Adapter für 500-mL-Flasche, für 1 Flasche 500 mL Corning®, 2 Stück

313,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Adapter für 500-mL-Flasche, für 1 Flasche 500 mL Corning®, für Rotor S-4xUniversal, 2 Stück

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2323
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072423568
Bruttogewicht	0.75
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.67500 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84219100

