



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Adapter, für 1 1.000-mL-Flasche 1.000 mL, 2 Stück

328,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Adapter, für 11.000-mL-Flasche 1.000 mL, für Centrifuge 5910 R mit Rotor S-4xUniversal, 2 Stück – Für Weithalsflasche, 1.000 mL (Katalog-Nr. 5910 770.006) in Kombination mit Rotor S-4xUniversal – Satz à 2 Stück

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2546
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072425555
Bruttogewicht	0.453
Transporttemperatur	Raumtemperatur
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.40000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84219100

