



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Gewindeadapter für Flaschen, PTFE, von GL 45 bis S 40

29,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Gewindeadapter für Flaschen, PTFE, von GL 45 bis S 40

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1584
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072416874
Bruttogewicht	0.023
HSNummer	84799070
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.02100 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.14000 m
Verpackungshöhe	0.03000 m
Verpackungstiefe	0.08000 m
Verpackungsvolumen	1000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84799070

