



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Gefäßhalter 1,5/2,0 mL, für 24 × 1,5- mL- oder 2,0-mL-Reaktionsgefäße

110,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Gefäßhalter 1,5/2,0 mL, für 24 × 1,5-mL- oder 2,0-mL-Reaktionsgefäße - High-Speed-Mischer (3.000 rpm) für schnelles und effektives Durchmischen kleiner Volumina in allen gängigen Laborgefäßen bis 50 mL - Die Technologie 2DMix-Control (planare Mischbewegung) für kontrolliertes Mischen und reproduzierbare Mischergebnisse in Sekunden - Anti-Spill-Technologie für kontrollierte Mischbewegungen ohne Deckelbenetzung und Kreuzkontamination - 5 verschiedene Gefäßhalter (0,5 mL, 1,5/2,0 mL, 5/15 mL, 25/50 mL, PCR-96-Well-Platten) für hohe Gefäßflexibilität - Integrierte ergonomische Vortexfunktion zum individuellen Probenmischen verschiedener Gefäßformate - Ergonomische Bedienung durch minimale Hand-Arm-Vibrationsübertragung beim Vortexen (Zertifikat liegt vor) (PhysioCare Concept®) - 5 Funktionstasten mit vordefinierten Standard-Mischparametern für einfache Bedienung - Hohe Stabilität - bleibt auch bei höchster Mischgeschwindigkeit standfest - Extrem leiser Betrieb zur Verbesserung der Arbeitsumgebung

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1791
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106934130
EAN	4058072418526
Bruttogewicht	0.2
HSNummer	84799070
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.18000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.21000 m
Verpackungshöhe	0.07000 m
Verpackungstiefe	0.14000 m
Verpackungsvolumen	3000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84799070

