



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Eppendorf® Gewindeadapter, für Kanister 5 L, ETFE, von 45 mm auf 17/8 und Nr. 038

**60,80 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images

---

## Beschreibung

---

Gewindeadapter, für Kanister 5 L, ETFE, von 45 mm auf 17/8und#039;und#039;-Gewinde

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	VB-1582
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072416850
Bruttogewicht	0.094
HSNummer	84799070
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.08500 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.24000 m
Verpackungshöhe	0.07000 m
Verpackungstiefe	0.15000 m
Verpackungsvolumen	3000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84799070

