



Eppendorf Kolbenhalter, für 125-mL-Erlenmeyerkolben

Artikelbilder

Beschreibung

Kolbenhalter, für 125-mL-Erlenmeyerkolben

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-3179
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072676872
Bruttogewicht	0.039
HSNummer	84799070
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.03800 kg
Ursprungsland	China

