



# Eppendorf Kolbenhalter, für 25-mL-Erlenmeyerkolben

## Artikelbilder

## Beschreibung

Kolbenhalter, für 25-mL-Erlenmeyerkolben

## Zusätzliche Informationen

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Art.-Nr.           | VB-3182        |
| Hersteller (Marke) | Eppendorf      |
| EAN                | 4058072676902  |
| Bruttogewicht      | 0.015          |
| HSNummer           | 84799070       |
| Lagertemperatur    | Raumtemperatur |
| Nettogewicht       | 0.01400 kg     |
| Ursprungsland      | USA            |

