



Eppendorf Kolbenhalter, für 250-mL-Erlenmeyerkolben

Artikelbilder

Beschreibung

Kolbenhalter, für 250-mL-Erlenmeyerkolben

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-3180
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072676889
Bruttogewicht	0.048
HSNummer	84799070
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.04700 kg
Ursprungsland	China

