



## Eppendorf Kolbenhalter, für 4-L-Erlenmeyerkolben

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Kolbenhalter, für 4-L-Erlenmeyerkolben

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	VB-3172
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072676803
Bruttogewicht	0.488
HSNummer	73269098
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.44000 kg
Ursprungsland	USA

