



## Eppendorf Kolbenhalter, für 50-mL-Erlenmeyerkolben

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Kolbenhalter, für 50-mL-Erlenmeyerkolben

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	VB-3178
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072676865
Bruttogewicht	0.018
HSNummer	84799070
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.01700 kg
Ursprungsland	USA

