



Eppendorf Kolbenhalter, für 500-mL-Erlenmeyerkolben

Artikelbilder

Beschreibung

Kolbenhalter, für 500-mL-Erlenmeyerkolben

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-3181
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072676896
Bruttogewicht	0.065
HSNummer	84799070
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.06400 kg
Ursprungsland	China

