



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Adapterplatte für 96 × 0,2-mL-PCR-Gefäße und PCR-Platten 96, als Einsatz im Ther

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Adapterplatte für 96 × 0,2-mL-PCR-Gefäße und PCR-Platten 96, als Einsatz im Thermoblock für MTPs – Eine breite Palette von Thermoblöcken für Reaktionsgefäße von 0,2 mL bis 50 mL sowie Platten und Glasobjektträger – Wärmeisolierung des Thermoblocks für ergonomisches Arbeiten (kein direkter Kontakt mit heißen Oberflächen – kein Verbrennen der Finger) – Das Prinzip der Trockeninkubation schaltet das bei klassischen Wasserbad-Inkubationen häufig auftretende Kontaminationsrisiko aus – Einfacher Austausch der Thermoblöcke – Die Reaktionsgefäße sind leicht zugänglich – Extrem leiser Betrieb und optimale Temperaturübertragung durch passgenauen Sitz und vollständiges Umschließen der Gefäße in den Thermoblöcken

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1801
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	466953639
EAN	4058072175245
Bruttogewicht	0.5
HSNummer	84799070
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.45000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.10000 m
Verpackungshöhe	0.15000 m
Verpackungstiefe	0.06000 m
Verpackungsvolumen	1000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	84799070

