



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Netzteil mit Netzsteckeradapter , für Ladekarussell (4880)

25,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Netzteil mit Netzsteckeradapter , für Ladekarussell (4880) - Ladekarussell für bis zu 4 elektronische Pipetten - Bei Verwendung einer zusätzlichen Ladeschale ist der Ladeständer auch für Multipette stream® and Multipette Xstream®/Multipette® E3 und E3x optimal geeignet.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1201
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072413187
Bruttogewicht	0.274
HSNummer	85439000
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.24700 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.31000 m
Verpackungshöhe	0.05000 m
Verpackungstiefe	0.20000 m
Verpackungsvolumen	4000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	85439000

