



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Tube Rack, 36 Plätze, für Cryo- Gefäße, 2Stück

50,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Eppendorf Tube Rack, 36 Plätze, für Cryo-Gefäße, Polypropylen, nummerierte Plätze, autoklavierbar, 2 Stück – Die Racks sind auch bei unterschiedlichen Formaten stapelbar – für eine platzsparende Aufbewahrung im Labor bei Nichtgebrauch – Rutschfeste Silikonfüße und eine Stellfläche, die ein Umkippen verhindert und eine sichere Handhabung garantiert – Wellenähnliches Design: Die Gefäßreihen sind in verschiedenen Höhen angeordnet, so dass die Reaktionsgefäße leicht zugänglich und klar zu erkennen sind – Aus Polypropylen (PP) für hohe chemische und physikalische Beständigkeit. – Besonders platzsparend durch optimale Anordnung der Gefäße im Verhältnis zur Stellfläche bei uneingeschränkter Handhabung der Gefäße. – Besonders flexibel: Platz für Gefäße verschiedener Größe – Nummerierte Gefäßplätze für schnelle und einfache Orientierung und fehlerfreie Handhabung

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0304
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072405649
Bruttogewicht	0.361
HSNummer	39269097
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.34000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.25000 m
Verpackungshöhe	0.12000 m
Verpackungstiefe	0.15000 m
Verpackungsvolumen	5000.00000000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

