



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf VisioNize® pipette manager

1.065,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

VisioNize® pipette manager, ein externer Touch-Server ermöglicht die Kommunikation mit vernetzten elektronischen Pipetten. – Schnelles Übertragen von Einstellungen und anderen Parametern an vernetzte elektronische Pipetten und gleich mit dem Pipettieren beginnen – Lassen Sie sich bei der Arbeit mit Flüssigkeiten, die Schaum bilden oder von unterschiedlicher Viskosität oder Volatilität sind, von dem in die Software integrierten Liquid Manager führen – Wählen Sie aus vordefinierten Eppendorf Flüssigkeitstypen, z. B. Aceton, oder erstellen Sie Ihre eigenen – Verwalten Sie die Pipetten in Ihrem Bestand effektiver in Ihrer Arbeitsgruppe und verbessern Sie die Zusammenarbeit (z. B. durch das Teilen selbst erstellter Flüssigkeitstypen) – Alle elektronischen Eppendorf Xplorer und Xplorer plus 4-, 6-, 8- und 12-Kanal-Pipetten sind kompatibel. Move It®-Pipetten werden aktuell nicht unterstützt. – Sie können die elektronischen Pipetten Eppendorf Xplorer und Eppendorf Xplorer plus mit dem Eppendorf Xplorer connect-Wi-Fi-Modul einfach nachrüsten. Die Wi-Fi-Module verfügen über eine kürzere Batterie damit sie optimal passen. – Der VisioNize pipette manager basiert auf dem VisioNize touch-Schnittstellenkonzept, das von Kunden ausgiebig getestet wurde, um Lern- und Anpassungszeiten zu verkürzen. – Das ist nur der Anfang – weitere Funktionen folgen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-2731
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072672195
Bruttogewicht	1.85
HSNummer	85176200
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.66500 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85176200

