



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Thermoblöcke, für 24 × 0,5-mL- Reaktionsgefäße

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Thermoblöcke, für 24 Reaktionsgefäße, komplett mit Rack und Kühlakku 0 °C (vom IsoTherm®-System), für 24 × 0,5-mL-Reaktionsgefäße – Eine breite Palette von Thermoblöcken für Reaktionsgefäße von 0,2 mL bis 50 mL sowie Platten und Glasobjektträger – Wärmeisolierung des Thermoblocks für ergonomisches Arbeiten (kein direkter Kontakt mit heißen Oberflächen – kein Verbrennen der Finger) – Das Prinzip der Trockeninkubation schaltet das bei klassischen Wasserbad-Inkubationen häufig auftretende Kontaminationsrisiko aus – Einfacher Austausch der Thermoblöcke – Die Reaktionsgefäße sind leicht zugänglich – Extrem leiser Betrieb und optimale Temperaturübertragung durch passgenauen Sitz und vollständiges Umschließen der Gefäße in den Thermoblöcken

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1794
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	466953615
EAN	4058072169435
Bruttogewicht	0.84
HSNummer	84799070
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.75600 kg
Volumen MAX	0.5 ml
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84799070

