



## Fritsch Mahlgarnitur P-2 rostfreier Stahl

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

bestehend aus einer Mörserschale aus rostfreiem Stahl, Pistill und Schaber. Die voll aus rostfreiem Stahl gefertigte Mörserschale ist leicht zu reinigen, bietet definierten Abrieb nur einer Materialsorte und kann mit flüssigem Stickstoff zur Kühlung/Versprödung der Mahlprobe gefüllt werden. Allgemeine Werkstoff-Spezifikation: Werkstoff: rostfreier Stahl - 1.4305 Abriebfestigkeit: bedingt gut Einsatz für: mittelharte, spröde Proben Detail-Informationen zum Werkstoff finden Sie unter Richtanalysen.

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	FR-0650
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Fritsch
VGKL Nummer	539846210
EAN	4058072690809
Nettogewicht	5.00000 kg
Präferenzkennung	Ja
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Rheinland-Pfalz
Zolltarifnummer	84799070

