



Heidolph Adapterset für Rührwellenschutz Hei-TORQUE

Artikelbilder



Beschreibung

Für die Befestigung eines bereits vorhandenem Rührwellenschutz an einem Hei-TORQUE Laborrührer

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-0173
Hersteller (Marke)	Heidolph
EAN	4058072764296
Bruttogewicht	0.3
Nettogewicht	0.10000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Verpackungsbreite	0.23000 m
Verpackungshöhe	0.06000 m
Verpackungstiefe	0.34000 m
Verpackungsvolumen	0.00500000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

