



## Heidolph Aqua-Stop

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Ein Ventil schließt die Wasserzufuhr automatisch, sobald der Rotationsverdampfer ausgeschaltet wird. Dies verhindert unnötigen Wasserverbrauch und senkt so Ihre Kosten. Außerdem verhindert dieser Sicherheitsmechanismus einen Wasserschaden im Labor (Nur für Hei-VAP Expert Control und Hei-VAP Ultimate Control)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BH-1881
Hersteller (Marke)	Heidolph
EAN	4058072780081
Bruttogewicht	0.94
Nettogewicht	0.74000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.23000 m
Verpackungshöhe	0.10000 m
Verpackungstiefe	0.22000 m
Verpackungsvolumen	0.00500000 ccm
Zolltarifnummer	84818079

