



Heidolph Arretierungsstift (Antrieb) (Hei-VAP Bench-top)

Artikelbilder

Beschreibung

Arretierungsstift (Antrieb) (Hei-VAP Bench-top)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-1030
Hersteller (Marke)	Heidolph
EAN	4058072772352
Bruttogewicht	0.006
Nettogewicht	0.00600 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Baden-Württemberg
Zolltarifnummer	73269098

