



Heidolph Bedienknopf (Reax 2/20)

Artikelbilder

Beschreibung

Bedienknopf (Reax 2/20)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-0421
Hersteller (Marke)	Heidolph
EAN	4058072766443
Bruttogewicht	0.2
Nettogewicht	0.01000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.23000 m
Verpackungshöhe	0.06000 m
Verpackungstiefe	0.34000 m
Verpackungsvolumen	0.00500000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

