



Heidolph Befestigungs-Set für Kolben

Artikelbilder



Beschreibung

Alles in einem Paket für die höchste Sicherheit, Stabilität und eine perfekte vertikale Ausrichtung. Dieses Paket beinhaltet eine zum Magnetrührer compatible 500 mm Stativstange aus Edelstahl mit Gewinde für Aufsätze bis zu 5 Litern + 1x Kreuzmuffe sowie 1x Retorte Klemme.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-1401
Hersteller (Marke)	Heidolph
VGKL Nummer	104158140
EAN	4058072776077
Bruttogewicht	5
Nettogewicht	3.00000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.26000 m
Verpackungshöhe	0.27000 m
Verpackungstiefe	0.40000 m
Verpackungsvolumen	0.02800000 ccm
Zolltarifnummer	84799070

