



Heidolph Druckfeder (Antrieb) (Hei-VAP Bench-top)

Artikelbilder

Beschreibung

Druckfeder (Antrieb) (Hei-VAP Bench-top)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-0998
Hersteller (Marke)	Heidolph
EAN	4058072772116
Bruttogewicht	0.001
Nettogewicht	0.00100 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Baden-Württemberg
Zolltarifnummer	73202081

