




Heidolph Findenser™ Befestigungs-Set

Artikelbilder



Beschreibung

Zur sicheren Befestigung des Findensers™ auf Ihrem Magnetrührer. Geeignet für Findenser™ und Findenser™ Mini. Beinhaltet: 2x Kolbenklemme, 2x Kreuzklemme, Haltestab Achten Sie beim Aufbau auf eine vertikale Aufrichtung der Laborelemente.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-2161
Hersteller (Marke)	Heidolph
EAN	4058072766528
Bruttogewicht	0.893
Nettogewicht	0.89300 kg
Ursprungsland	Großbritannien
Zolltarifnummer	73269098

