



# Heidolph Kugelhahn IG1/4"- IG1/4"

## Artikelbilder

## Beschreibung

Kugelhahn IG1/4"- IG1/4"

## Zusätzliche Informationen

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Art.-Nr.           | BH-0330       |
| Hersteller (Marke) | Heidolph      |
| EAN                | 4058072765705 |
| Bruttogewicht      | 0.01          |
| Nettogewicht       | 0.01000 kg    |
| Ursprungsland      | Italien       |
| Zolltarifnummer    | 84818081      |

