



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Dr. Weigert neodisher® Dishwasher Cleaner Dr. Weigert Alka 300, pH 11.1 to 11.9, 12 kg

**Price on
request
plus VAT &
Shipping**



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
 Mühlentagen 85 • D-20539 Hamburg
 Telefon: +49 (0) 40 7759 50-0
 Telefax: +49 (0) 40 7759 50-120
 E-Mail: info@drweigert.de • www.drweigert.de



neodisher® Alka 300




< D > Zur maschinellen Reinigung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten

- Flüssigkonzentrat - Nur für gewerbliche Anwendung! RKI-Richtlinie, MPBetreibV beachten



< GB > For machine cleaning of thermostable and thermolabile instruments

- Liquid concentrate - For professional use only!



< F > Pour le lavage mécanique d'instruments thermostables et thermolabiles

- concentré liquide - Uniquement pour un usage professionnel!



< NL/B > Voor machinale reiniging van thermostabele en thermolabele instrumenten

- geconcentreerde vloeistof - Voor professioneel gebruik!

Dos.: 2 - 5 ml/L

WE 310330 001/05
 Gebinde nur reifenfertig und verschlossen der Entsorgung übergeben!
 Ordnungsgemäße Entsorgung von Flüssigresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.
 UBA-Nr. 0904 1106
 GIBK1554 4
 BAGT Nr.: 054084
 Made in Germany



-10°C



+25°C



4 029577 100285



LOT

8,7 L / 12 kg

310330/13/250/05
 UFA-03/29029
 MADE IN GERMANY

Description

Liquid, mildly alkaline disinfectant cleaner for the dishwasher.

With corrosion inhibitors and active chlorine. For stainless steel, CrNi steel, nickel-plated material and aluminum, plastic, glass. Removes blood and protein residues, organic residues, dirt, feces and feed residues, food and garbage residues.

Dosage: for combined cleaning and disinfection 2-5 ml/l, for cleaning 2-3 ml/l

Additional Information

No.	JH-0001
Manufacturer (Brand)	Dr. Weigert
old neoLab article no.	1-6710
EAN	4058072261597
Transport temperature	Room temperature
Weight	12 kg
Detergent properties	surfactant-free disinfectant
Medium/ Consistency	Liquid
Type detergent	Dishwasher cleaner
bottled in	Canister
pH range	alkaline
pH value	11.1 to 11.9

