



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



FLUICS Barcode label pack - type 3, removable, for Freezer - à 2.000 labels

€960.00
plus VAT &
Shipping

Product Images



Description

Effiziente Kennzeichnung mit dem Barcode-Etikettenpaket - Typ 3, entfernbar, für Freezer. Dieses speziell entwickelte Etikettenpaket bietet eine zuverlässige Lösung für die Kennzeichnung von Proben und Behältern im kryogenen Umfeld. Die Etiketten sind sorgfältig geprüft, um den extremen Bedingungen standzuhalten und die Lesbarkeit der Barcodes sicherzustellen. Mit dem Barcode-Etikettenpaket - Typ 3, entfernbar, für Freezer, gewährleisten Sie eine akkurate und effiziente Probenverwaltung in Ihrem Labor.

Besondere Eigenschaften: 25,4 x 12,7 mm (1,0 x 0,5"), wasserfest, spritzwassergeschützt, von -80°C bis +100°C, ablösbar, blanko, weiß - 2.000 Etiketten einschließlich Farbband und Online-Druckservice.

Additional Information

No.	FL-0009
Manufacturer (Brand)	FLUICS
Transport temperature	Room temperature

