



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Heidolph® Titramax 100 orbital shaker, 1.5 mm orbit, up to 1350 rpm

€1,073.00
plus VAT &
Shipping

Product Images

Description

Der Sanfte mit 1,5 mm Schüttelorbit Dieser Schüttler eignet sich besonders für Verfahren, in welchen Zellkulturen schonend in Bewegung bleiben müssen. Die Nährstoffe werden ausgezeichnet verteilt. Dies wird durch den 1,5 mm Schüttelorbit und einer Geschwindigkeit von 150–1.350 U/min gewährleistet. Der integrierte Timer ist bis zu einer Zeitdauer von 120 Minuten einstellbar; nach Ablauf der Zeit ertönt ein akustisches Signal.

Additional Information

No.	BH-1776
Manufacturer (Brand)	Heidolph
Transport temperature	Room temperature

