



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Heidolph® Titramax 1000 orbital shaker, 1.5 mm orbit, up to 1350 rpm

€1,288.00
plus VAT &
Shipping

Product Images

Description

Der Temperierbare Das größte Modell der Titramax-Reihe enthält sämtliche Eigenschaften des Titramax 100: einen Schüttelorbit von 1,5 mm, eine Drehzahl von bis zu 1.350 U/min sowie eine Timer-Funktion. Mit einer Aufnahmekapazität von sechs Mikrotiterplatten ist die Bearbeitung einer höheren Probenanzahl möglich. Durch die Möglichkeit, den Titramax 1000 in das modulare Inkubationssystem zu integrieren, können auch temperierte Prozesse problemlos ausgeführt werden. Auch bei diesem Modell ist die einfache Beladung und Entnahme der Platten durch die Aussparung und Abstände in der Gummimatte bequem durchführbar.

Additional Information

No.	BH-1782
Manufacturer (Brand)	Heidolph
Transport temperature	Room temperature

