



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Wiggins® WS-200D Orbital Shaker Package, 30 mm Orbit, up to 300 rpm

**€3,766.93**  
**plus VAT &**  
**Shipping**

### Product Images

---

## Description

---

Bürstenloser DC-Motor, geräuscharm, vibrationsarm, stabiler Betrieb, langlebig Digitales Design, PID-Steuerung des Oszillationssystems, einfach zu bedienen Dieselbe Maschine kann sowohl Rotations-Betriebsart als auch Hub-Betriebsart realisieren. Eine Vielzahl von Klemmvorrichtungen für unterschiedliche experimentelle Anforderungen. Sie können Dreieckskolben, Rundkolben, Trenntrichter usw. verwenden. Digitale Einstellung der Oszillationsgeschwindigkeit und Zeit LED-Anzeige der Oszillationsgeschwindigkeit und Zeit Geeignete Arbeitstemperatur: 5 ~ 40 ° C, geeignete Arbeitsfeuchtigkeit: 50 ~ 80% Vorwärts, Rückwärts, Pause, verschiedener Modus können frei eingestellt werden Der Host ist in der Standardkonfiguration enthalten und anderes Zubehör ist separat erhältlich

## Additional Information

---

No.	WI-1201
Manufacturer (Brand)	Wiggins
Transport temperature	Room temperature

