



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hi-Media® Thermal cycler Wee 32

**Price on
request
plus VAT &
Shipping**

Product Images



Description

Wee32

Der smarte **Thermocycler** für Ihr Labor. Die Bedienung und Programmierung sind mühelos und intuitiv. Die einfache Bedienung erfolgt über ein Farb-Touchscreen.

- Schlankes kompaktes Design mit kleinem Footprint
- Android-System
- Steuerung über Handy-App
- W-LAN
- Verwaltung mehrerer Geräte über PC oder Handy-App
- E-Mail-Benachrichtigungsfunktion nach Programmende
- Große Speicherkapazität und Unterstützung von USB-Geräten

Der Thermocycler Wee32 kombiniert eine Vielzahl von fortschrittlichen Technologien.

Die Thermocycler verwenden Marlow(US)-Peltier. Das verstärkte Aluminiummodul mit Eloxierung in den Kapazitäten 4x8 erlaubt eine schnelle Wärmeleitung. Präzise, gleichmäßige Erwärmung und Kühlung gewährleistet eine überlegene Reproduzierbarkeit und Ergebnisse höchster Qualität. Hohe Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeit führen zu schnellen Ergebnissen. Die maximale Rampenrate beträgt 5 °C/s.

32 × 0,2 ml (4 × 8-Layout)

Tube: 0,2 ml Einzelröhrchen oder 8-er Streifen

Gradientenfunktion:

Gradient Temp. Bereich: 30-100 ° C

Gradientenausbreitung: 1-30 C °

Additional Information

No.	LA1060-INO
Manufacturer (Brand)	Hi-Media
EAN	4066292687592
Transport temperature	Room temperature
autoclavable at 121°C	No
sterile	No

