



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex® Stepper™ 416 repeating pipette, 10 – 5000 µl, including 3 adjustment heads

€355.68
plus VAT &
Shipping

Product Images



Description

Mit dieser höchst komfortablen **Repetierpipette Stepper™ 416** (Handdispenser) können Sie präzise dosieren und erhalten einwandfreie Resultate. Die einmalige Vier-Fingerdruck-Funktion entlastet den Daumen. Sorgfältig ausgewählte Materialien bieten eine ausserordentliche Schockresistenz. Die kompakte und einfache Form des Gehäuses verringert Korrosionsgefahr und interne Kontaminierung. Es sind bis zu 73 Dosierungen innerhalb einer Auswahl von 53 verschiedenen Voluma möglich.

Volumenbereich von 10 bis 5000 µl.

- Vier-Fingerbetätigung anstelle des Daumens
- Einstellknopf mit deutlicher Anzeige des Volumens und Anzahl gewünschter Dosierungen
- Drei farbkodierte Direktverdrängungs-Spritzen decken den kompletten Volumenbereich
- Sicherheitssperre am Ende des Dosierens

Zwei Jahre Garantie

Additional Information

No.	SR-0540
Manufacturer (Brand)	Socorex
EAN	4066292552050
Transport temperature	Room temperature
autoclavable at 121°C	Yes
sterile	No

