



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf® Research® plus, fix, 100 µL, yellow

€190.00
plus VAT &
Shipping

Product Images



Description

Die ultraleichte Eppendorf Research plus ist eine der am häufigsten genutzten Pipetten der Welt. Bei ihrer Entwicklung wurde neben Sicherheit und Robustheit vor allem auf eine ergonomische Bedienung geachtet.

Für fixes Volumen

- **Applikationen**
- Vorwärts Pipettieren
- Revers Pipettieren
- Abnahme von Überständen
- Probenmischen
- Phasenextraktion
- Volumenbestimmung
- Befüllung von Platten, Gelen und Reaktionsgefäßen

Additional Information

No.	VB-0956
Manufacturer (Brand)	Eppendorf
EAN	4058072171391
Transport temperature	Room temperature
autoclavable at 121°C	Yes
sterile	No

