



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Eppendorf® Combitips® advanced, PCR clean,  
25 mL, red, colorless tips (4 boxes × 25 pcs.),  
each box with one adapter**

**€159.00  
plus VAT &  
Shipping**

## Product Images

---



## Description

---

Die ideale Systemkomponente für alle Multipette-Pipetten von Eppendorf

Mit der Einführung des Combitips® advanced/Multipette-Systems revolutionierte Eppendorf 1978 die Branche und Laborabläufe und ist seit fast 40 Jahren Marktführer in Bezug auf Produktinnovationen. Die Combitips® advanced wurden vollständig überarbeitet und rundum optimiert, um den Ansprüchen des modernen Laboralltags noch besser gerecht zu werden. Die Combitips® advanced arbeiten ebenfalls nach dem Direktverdrängerprinzip. So wird unabhängig von der Dichte und den Fließeigenschaften der Flüssigkeit (z. B. höherer Dampfdruck oder erhöhte Viskosität) immer das richtige gewünschte Volumen dispensiert. Auch das Arbeiten mit radioaktiven oder toxischen Stoffen wird durch den hermetisch abgedichteten Kolben sicherer, da eine Aerosol-Kontamination verhindert wird.

## Additional Information

---

No.	VB-0276
Typ Pipettenspitze	Direktverdrängerspitzen
Manufacturer (Brand)	Eppendorf
VGKL number	106989839
EAN	4058072405496
Transport temperature	Room temperature
autoclavable at 121°C	No
Volume MAX	25 ml
sterile	No

