



## re:Lab Latexhandschuhe, Größe XS, weiß

### Product Images

---



### Description

---

Als Handschuh der PSA-Kategorie 3 mit Schutz gegen chemische Gefährdungen ist der BINGOLD Latex 50PLUS besonders für den Einsatz im Labor geeignet und er erfüllt die Anforderungen der Normenreihe EN 374 gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen. Länge: 240 mm Konform mit Verordnung MDR (EU) 2017/745, EN 455, PSA Verordnung (EU) 2016/425, EN ISO 21420, EN 374 AQL 1.5 PSA-Kategorie III: wasserdichte Schutzhandschuhe gegen chemische Gefährdungen Medizinprodukt Klasse I

## Additional Information

---

No.	10_B1-8128_RELAB
Manufacturer (Brand)	re::Lab
Color	weiß
Material	Latex
sterile	No
Length	240 mm
Size	XS
Protection level microorganisms (AQL)	AQL = 1,5

