



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



re::Lab Moonlab® Serologische Pipetten 2 ml, einzeln verpackt


Special Price

€49.00 was

€92.00

**plus VAT &
Shipping**

Product Images



Description

Hinweis: Starke Preisreduzierung aufgrund von abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum!

Die glasklaren **Serologischen Pipetten** der Marke Moonlab® werden aus hochwertigem Polystyrol in Reinraumumgebung hergestellt. Zusätzlich werden die Serologischen Pipetten einzeln in leicht zu öffnender Folie/Papier Peel Tüte verpackt. Dadurch wird eine Kontamination Ihrer Proben mit ungewollten Substanzen (RNasen, DNasen, Pyrogene) verhindert. Im Mundstück sorgen Wattebausche für den Schutz einer ungewollten Kontamination der Pipettierhilfe.

- Farbcodierung erleichtert die Identifikation der richtigen Pipette
- Größeres Pipettiervolumen durch Negativskalierung
- Universelles Mundstück zum passgenauen Einstecken in Pipettierhilfen

Additional Information

No.	4-0131_RELAB
neoGreen	Yes
Manufacturer (Brand)	re:Lab
Transport temperature	Room temperature
autoclavable at 121°C	No
Color	transparent (crystal clear)
Material	Polystyrene (PS)
Volume	2 ml
sterile	No

