



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Moonlab® Filterspitzen, 1250 µL, klar, steril, 8x96 Stück

**€69.00**  
**plus VAT &**  
**Shipping**

## Product Images

---



## Description

---

### **Moonlab Filterspitzen für Reinheit und Sicherheit beim Pipettieren!**

Für präzise und zuverlässige Pipettierergebnisse ist Reinheit entscheidend. Die Moonlab Filterspitzen schützen Ihre Proben vor Verunreinigungen und Ihre Pipetten vor Kontaminationen. Die Filter der Moonlab Filterspitzen bestehen aus reinem, hochwertigem und hydrophobem Polyethylen – ohne jegliche Additive. Feinste Filterporen ermöglichen präzises Pipettieren. Die Filterporengröße von 5–40 µm wurde speziell entwickelt, um eine präzise und gleichmäßige Volumenabgabe zu ermöglichen.

#### Sicher, präzise und benutzerfreundlich: Die neuen Pipettenspitzen von Moonlab!

Sie sind auf der Suche nach einer Pipettenspitze, die perfekt zu Ihren Bedürfnissen passt? Wir haben die Lösung für Sie! Unsere neuen Moonlab Pipettenspitzen bieten eine optimierte Passform und ermöglichen einen leichteren Spitzenabwurf, um das Pipettieren einfach und effizient zu gestalten.

#### Maximale Sicherheit dank verbesserter Konusgeometrie

Mit der optimalen Konusgeometrie sitzt die Spitze fest und sicher auf der Pipette. Egal ob Sie mit kleinen oder großen Volumina arbeiten – die Moonlab Pipettenspitzen gewährleisten immer eine zuverlässige Passform.

#### Schnelle Volumenkontrolle dank Graduierungslinien

Wir wissen, wie wichtig es ist, präzise Volumina zu pipettieren. Deshalb wurden Graduierungslinien an der Pipettenspitze integriert, die eine einfache und schnelle Kontrolle der pipettierten Volumina ermöglichen.

#### Präzision ohne Probenverlust dank konischer Spitzenöffnung

Mit den Moonlab Pipettenspitzen können Sie Flüssigkeiten präzise und ohne Probenverlust pipettieren. Die konische Spitzenöffnung verhindert effektiv Tropfenbildung am Auslass der Spitze.

#### Hochwertiges Material für erstklassige Leistung

Die Moonlab Spitzen bestehen aus hochwertigem, autoklavierbarem und nicht benetzbarem reinem Polypropylen. Damit stellen wir sicher, dass Ihre Proben sicher pipettiert werden und keine unerwünschten Wechselwirkungen auftreten, die Ihre Ergebnisse beeinflussen könnten.

Schnelle Identifikation der Pipettenspitzen dank farbiger Racks. Sie erhalten die Moonlab Pipettenspitzen in einer sterilen Version, gesteckt in der Box.

**Die Moonlab Pipettenspitzen sind mit den meisten gängigen Pipettenmodellen kompatibel.** Ob im Forschungslabor, der Diagnostik oder der Biotechnologie – die Moonlab Pipettenspitzen sind Ihr verlässlicher Partner für anspruchsvolle Pipettieraufgaben.

⇒ Mehr Informationen über das neue **Moonlab reload System** sowie spannenden Nachhaltigkeitsaspekte erfahren Sie auf der Infoseite: [Moonlab/Nachhaltigkeit](#)

## Additional Information

---

No.	4-0184
Typ Pipettenspitze	Filterspitzen
Manufacturer (Brand)	Moonlab
Transport temperature	Room temperature
autoclavable at 121°C	Yes
Color	transparent (clear)
Volume MAX	1250 µl
Volume MIN	100 µl
sterile	Yes

