



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Moonlab® Pipettenspitzen low retention, 10 µL, klar, 5x1000 Stück

€65.00
plus VAT &
Shipping

Product Images



Description

Egal ob teure Reagenzien, kostbare Biomoleküle oder limitierte Proben, die Low Retention-Oberfläche der Moonlab Pipettenspitzen ermöglicht Ihnen maximale Probenrückgewinnung und hochpräzises Pipettieren.

Maximale Sicherheit dank verbesserter Konusgeometrie

Mit der optimalen Konusgeometrie sitzt die Spitze fest und sicher auf der Pipette. Egal ob Sie mit kleinen oder großen Volumina arbeiten – die Moonlab Pipettenspitzen gewährleisten immer eine zuverlässige Passform.

Schnelle Volumenkontrolle dank Graduierungslinien

Wir wissen, wie wichtig es ist, präzise Volumen zu pipettieren. Deshalb wurden Graduierungslinien an der Pipettenspitze integriert, die eine einfache und schnelle Kontrolle der pipettierten Volumina ermöglichen.

Präzision ohne Probenverlust dank konischer Spitzenöffnung

Mit den Moonlab Pipettenspitzen können Sie Flüssigkeiten präzise und ohne Probenverlust pipettieren. Die konische Spitzenöffnung verhindert effektiv Tropfenbildung am Auslass der Spitze.

Hochwertiges Material für erstklassige Leistung

Die Moonlab Spitzen bestehen aus hochwertigem, autoklavierbarem und nicht benetzbarem reinem Polypropylen. Damit stellen wir sicher, dass Ihre Proben sicher pipettiert werden und keine unerwünschten Wechselwirkungen auftreten, die Ihre Ergebnisse beeinflussen könnten.

Schnelle Identifikation der Pipettenspitzen dank farbiger Racks. Sie erhalten die Moonlab Pipettenspitzen auch in einer sterilen Version, gesteckt in der Box.

Die Moonlab low retention Pipettenspitzen sind mit den meisten gängigen Pipettenmodellen kompatibel. Ob im Forschungslabor, der Diagnostik oder der Biotechnologie – die Moonlab Pipettenspitzen sind Ihr verlässlicher Partner für anspruchsvolle Pipettieraufgaben.

⇒ Mehr Informationen über das neue **Moonlab reload System** sowie spannenden Nachhaltigkeitsaspekte erfahren Sie auf der Infoseite: [Moonlab/Nachhaltigkeit](#)

Additional Information

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| No. | 4-0185 |
| Typ Pipettenspitze | Pipettenspitzen low retention |
| Manufacturer (Brand) | Moonlab |
| Transport temperature | Room temperature |
| autoclavable at 121°C | Yes |
| Color | transparent (clear) |
| Volume MAX | 10 µl |
| Volume MIN | 0.1 µl |
| sterile | No |

