



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Moonlab® Leere Pipettenspitzenbox schwarz/transparent passend für 10µl / 10/20 µl XL

**€2.50**  
**plus VAT &**  
**Shipping**

### Product Images



## Description

---

Perfekte Aufbewahrungslösung mit der Moonlab® Leeren Pipettenspitzenbox – Schwarz/Transparent für 10/10/20µl Pipettenspitzen. Diese Box ist optimal für Pipettenspitzen mit einem Volumen von 10/10/20µl geeignet. Dank des schlanken Designs können Sie Ihre Spitzen platzsparend und geordnet lagern. Die robuste Bauweise schützt vor äußeren Einflüssen und das stilvolle Schwarz-Transparent-Design verleiht Ihrem Labor eine professionelle Note. Vertrauen Sie auf Moonlab®, um Ihre Arbeitsorganisation zu optimieren und eine effiziente Lagerung zu gewährleisten.

⇒ Mehr Informationen über das neue **Moonlab reload System** sowie spannenden Nachhaltigkeitsaspekte erfahren Sie auf der Infoseite: [Moonlab/Nachhaltigkeit](#)

## Additional Information

---

No.	4-0205
Manufacturer (Brand)	Moonlab
Transport temperature	Room temperature
Color	Black
Material	Polypropylene (PP)

