



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Moonlab® Leere Pipettenspitzenbox schwarz/transparent passend für 200µl /300µL

**€2.50**  
plus VAT &  
Shipping

### Product Images



## Description

---

Perfekte Aufbewahrungslösung mit der Moonlab® Leeren Pipettenspitzenbox – Schwarz/Transparent für 200/300µl Pipettenspitzen. Diese Box ist optimal für Pipettenspitzen mit einem Volumen von 200/300µl geeignet. Dank des schlanken Designs können Sie Ihre Spitzen platzsparend und geordnet lagern. Die robuste Bauweise schützt vor äußeren Einflüssen und das stilvolle Schwarz-Transparent-Design verleiht Ihrem Labor eine professionelle Note. Vertrauen Sie auf Moonlab®, um Ihre Arbeitsorganisation zu optimieren und eine effiziente Lagerung zu gewährleisten.

⇒ Mehr Informationen über das neue **Moonlab reload System** sowie spannenden Nachhaltigkeitsaspekte erfahren Sie auf der Infoseite: [Moonlab/Nachhaltigkeit](#)

## Additional Information

---

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| No.                   | 4-0206             |
| Manufacturer (Brand)  | Moonlab            |
| Transport temperature | Room temperature   |
| Color                 | Black              |
| Material              | Polypropylene (PP) |

