



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Moonlab® Leere Pipettenspitzenbox schwarz/transparent passend für 1250 µl

**€2.90**  
**plus VAT &**  
**Shipping**

### Product Images



## Description

---

Perfekte Aufbewahrungslösung mit der Moonlab® Leeren Pipettenspitzenbox – Schwarz/Transparent für 1250µl Pipettenspitzen. Diese Box ist optimal für Pipettenspitzen mit einem Volumen von 1250µl geeignet. Dank des schlanken Designs können Sie Ihre Spitzen platzsparend und geordnet lagern. Die robuste Bauweise schützt vor äußeren Einflüssen und das stilvolle Schwarz-Transparent-Design verleiht Ihrem Labor eine professionelle Note. Vertrauen Sie auf Moonlab®, um Ihre Arbeitsorganisation zu optimieren und eine effiziente Lagerung zu gewährleisten.

⇒ Mehr Informationen über das neue **Moonlab reload System** sowie spannenden Nachhaltigkeitsaspekte erfahren Sie auf der Infoseite: [Moonlab/Nachhaltigkeit](#)

## Additional Information

---

No.	4-0208
Manufacturer (Brand)	Moonlab
Transport temperature	Room temperature
Color	Black
Material	Polypropylene (PP)

