



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



sunlab® Digitaler Pipettierhelfer SU1730A, 0.1-100 ml, Special Edition

Special Price

€99.00 was

€179.00

plus VAT &
Shipping

Product Images





Description

D-8730A Aktionsmodell Sunlab® digitaler Pipettierhelfer SU1730, 0.1-100 ml

Der **digitale Pipettierhelfer von Sunlab®** erleichtert das Pipettieren in Ihrem Labor. Mit einem Gewicht von nur 190 Gramm, einer ergonomischen Griffform und leichtgängigen Knöpfen ist dieser Pipettierhelfer einfach zu bedienen und komfortabel in der Anwendung. Bei dem neuen leistungsstarken Akku handelt es sich um einen handelsüblichen Akku, den Sie leicht ersetzen können. Der Pipettierhelfer verfügt über 8 verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Der Volumenbereich des Sunlab® Pipettierhelfers reicht von 0.1 bis 100 ml. Das gut ablesbare LCD Display zeigt sowohl die eingestellte Geschwindigkeit also auch den Batteriestatus an.

Lieferumfang:

Pipettierhelfer SU1730A Lithium-Ionen Akku INR18650-29E (ca. 8 Stunden Betriebszeit)

Tischständer klein Ladegerät (Ladezeit 2-3 Stunden)

Spannung 3,6V

Kapazität 2900mAh

Additional Information

No.	D-8730A
Manufacturer (Brand)	sunlab®
EAN	4066292711341
Transport temperature	Room temperature
autoclavable at 121°C	No
Color	white orange
Material	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
sterile	No

