

neolabLine Eisbad klein aus PS, innen 210 x 140 x 80 mm PDF



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolabLine Eisbad klein aus PS, innen 210 x 140 x 80 mm

**€99.00**  
**plus VAT &**  
**Shipping**

### Product Images



## Description

---

Extrem gut isoliertes Eisbad aus doppelwandigem Polystrol.  
Der Hohlraum ist zur besseren Temperaturisolierung innen ausgeschäumt.  
Dadurch wird eine große Wärmedämmung erreicht. Eisansätze halten sich daher sehr lange.  
Zur Kühlung mit Eisstücken oder Sole füllen.  
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C

### **Best.-Nr. 1-6031 Eisbad, klein**

Innenmaße: 210 x 140 x 80 mm (L x B x T)

## Additional Information

---

No.	1-6031
Manufacturer (Brand)	neoLabLine
EAN	4058072036249
Transport temperature	Room temperature
autoclavable at 121°C	No
Color	yellow
Material	Polystyrene (PS)
Volume	2.3 Liter
sterile	No
Width/inside	140 mm
Form	rectangular
Height inside	80.0 mm

