

Aktionsartikel: neoMix Cool mit Kühlfunktion inkl. GRATIS Block PDF



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657




Aktionsartikel: neoMix Cool mit Kühlfunktion inkl. GRATIS Block

From: €1,499.00

To: €1,499.00

Product Images



Description

Hinweis: Aktionsartikel

Während des Aktionszeitraum von 01.03.2024 bis 30.04.2024 erhalten Sie **einen Wunschblock nach Wahl GRATIS!**

neoMix Cool mit Kühlfunktion für Temperier- und Mischaufgaben im Labor. Austauschbare Reaktionsblöcke passend für Gefäße von 0,2 bis 50 ml bzw. für Multiwellplatten.

Temperaturbereich jeweils bis +100°C, dabei liegt die Blocktemperaturhomogenität bei $\leq +0,5^\circ\text{C}$.

Temperaturbereich:

0°C bis 100°C (bei RT $\leq 20^\circ\text{C}$)

+5°C bis 100°C (bei RT $\leq 25^\circ\text{C}$)

+10°C bis 100°C (bei RT $\leq 30^\circ\text{C}$)

Kühlgeschwindigkeiten:

von 100°C auf 20°C in ca. 14 Minuten

von 20°C auf 4°C in ca. 13 Minuten

Heizgeschwindigkeiten:

von 20°C auf 100°C in ca. 13 Minuten

Das Gerät verfügt über ein hinterleuchtetes Display mit Klartextanzeige.

Für den Betrieb des Thermoschüttlers wird als Zubehör ein Temperierblock (7-0922 bis 7-0934) benötigt.

Additional Information

No.	7-0920
neoGreen	No
Manufacturer (Brand)	neoLabLine
EAN	4058072162221
Transport temperature	Room temperature
autoclavable at 121°C	No
Speed MAX	1500 rpm
Color	yellow
sterile	No
Wide	280 mm
Height	170 mm
Length	220 mm
Display (reading, setting)	LCD
Operation via	Membrane keypad

