




## Better Basics SmartRack® für Chromatographie

### Product Images







## Description

Das SmartRack® für Chromatographie wurde speziell für Stofftrennungsaufgaben mittels Säulenchromatographie konzipiert und umfasst folgende Bestandteile (Artikelnummer der einzelnen Bestandteile zum besseren Verständnis in Klammern):

17 Bestandteile:

- 1 x SmartRack® (Art.-Nr. BS-0051)
- 1 x Ablagebox (Art.-Nr. BS-0001)
- 1 x Ablagebox-Einsatz - für Kleinzubehör (Art.-Nr. BS-0002)
- 1 x Ablagebox-Einsatz - für Probenfläschchen und Reagenzgläser, 12x Ø 10 - 20 mm (Art.-Nr. BS-0006)
- 1 x Ablagebox-Einsatz - für Probenfläschchen und Reagenzgläser, 20x Ø 3 - 10 mm (Art.-Nr. BS-0005)
- 6 x Halterung für Chromatographiesäulen, Ø 25 - 35 mm (Art.-Nr. BS-0016)
- 1 x Halterung für Spritzflaschen, für 500 ml (bis Ø 75 mm) (Art.-Nr. BS-0041)

- 1 x Halterung für Mikroliterspritzen (Art.-Nr. BS-0031)
- 2 x Halterung für Laborgewindeflaschen, 100 - 1000 ml (GL45) (Art. Nr. BS-0029)
- 1 x Halterung für Handschuh- / Tissueboxen (Art.-Nr. BS-0026)
- 1 x Nutschiene mit Griffen (Art.-Nr. BS-0049)

## Additional Information

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| No.                  | BS-0081       |
| Manufacturer (Brand) | Better Basics |
| sterile              | No            |

