



re::Lab DISCOFIX ROT DREIW

Product Images



Description

Hinweis: Starke Preisreduzierung! Artikel kann Gebrauchsspuren, eine beschädigte Verpackung oder ein abgelaufenes Mindesthaltbarkeitsdatum enthalten. Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. Nur solange der Vorrat reicht.

Mehrwegehahnsystem für Infusionstherapie und Monitoring

- Geeignet für alle in der Infusionstechnik eingesetzten Druckinfusionssysteme
- Durchflussbohrungen für unverfälschte Druckwerte
- Axial und radial bewegliche Überwurfmutter für sichere, schnelle Konnektion
- Druckbeständig bis 2 bar
- Nicht hergestellt mit PVC und Latex

Additional Information

No.	TZ-0595_RELAB
Manufacturer (Brand)	re::Lab
Color	rot
sterile	No

