



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Moonlab® Reaction Tubes with Safelock, 1.5 ml,  
PP, clear, Rnase- & Dnase-free, autoclavable,  
500 pcs/pack**

**€21.70  
plus VAT &  
Shipping**

## Product Images



## Description

---

Dieses klare Reaktionsgefäß mit Safelock-Verschluss ist graduiert und passt in alle gängigen Zentrifugen für Gefäße mit einem Durchmesser von 13 mm. Der Deckel weist eine daumenfreundliche schräge Lippe auf, welche das einhändige Öffnen erleichtert. Erhältlich in der Größe 1,5 ml Material: PP Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 121 °C (autoklavierbar) zentrifugierbar bis 14.000 rpm RNase & DNase frei mit Safelock, Graduierung und Beschriftungsfeld.

## Additional Information

---

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| No.                   | 4-0084           |
| Manufacturer (Brand)  | Moonlab          |
| EAN                   | 4066292697959    |
| Transport temperature | Room temperature |

