

Gemeinsam
sind wir



FOR MY LAB
neoLab[®]

%
eppendorf
Zentrifugen-
Aktion

Eppendorf[®]

Zentrifugen & Rotoren-Bundles



FOR MY LAB
neoLab[®]
EXKLUSIV

Centrifuge 5810 R
mit bestücktem Rotor S-4-104

Gemeinsam
sind wir



FOR MY LAB
neoLab®



Eppendorf® Zentrifugen & Rotoren

Mit ihrer bekannten Qualität und Zuverlässigkeit ist die **Eppendorf Zentrifuge 5810 R** die kostengünstigste Lösung für Anwendungen mit mittlerem bis hohem Durchsatz. Im Bundle oder einzeln erhältlich.

- › **Gekühlt und mit Folientastatur**
- › **Leiser Betrieb für eine bessere Arbeitsumgebung**
- › **Eppendorf QuickLock® Kappen für eine einfache Ein-Hand-Bedienung**



A-4-62



FA-45-48-11



A-4-81



FA-45-20-17



DeepWell-Rotor



S-4-104



F-34-6-38

Art. Nr.	Eppendorf Centrifuge 5810 R-Bundles:	Preis	Angebot
VB-2188	mit Rotor A-4-62 , Adapter für 15/50 mL Conicals	-10.430,00€	8.135,40 €
VB-2189	mit Rotor A-4-81 , Adapter für 15/50 mL Conicals	-11.320,00€	8.829,60 €
VB-2191	mit Rotor S-4-104 , Adapter für 15/50 mL Conicals	-11.890,00€	9.274,20 €
VB-2193	mit Rotor S-4-104 , Adapter für 13/16 mm Rundbodengefäße	-11.890,00€	9.274,20 €

Art. Nr.	Zentrifuge und Rotoren einzeln:	Preis	Angebot
VB-2186	Eppendorf Zentrifuge 5810 R , ohne Rotor	-8.999,00€	7.019,22 €
VB-2087	DeepWell-Rotor inkl. 2 DeepWell-Platten-Gehänge	-1.782,00€	1.389,96 €
VB-2202	Rotor FA-45-6-30 , für 6 konische Gefäße 15/50 mL, aerosoldicht, inkl. Rotordeckel	-2.382,00€	1.857,96 €
VB-2230	Rotor FA-45-48-11 , aerosoldicht, inkl. Rotordeckel, für 48 × 1,5/2,0-mL-Gefäße	-1.433,00€	1.117,74 €
VB-2233	Rotor FA-45-20-17 , inkl. Rotordeckel, für 20 Eppendorf Tubes® 5.0 mL	-1.433,00€	1.117,74 €
VB-2239	Rotor F-35-48-17 , für 24 × 15 mL konische Gefäße	-706,00€	550,68 €
VB-2240	Rotor F-35-48-17 , für 40 × konische 15-mL-Gefäße	-988,00€	770,64 €
VB-2076	Rotor F-34-6-38 , für 6 × 85-mL-Gefäße, inkl. Rotordeckel	-1.966,00€	1.533,48 €

* Nur solange der Vorrat reicht, Sonderpreise gültig bis 31.12.2023.