

*Gemeinsam
sind wir*

Germanium	Nickel	Aluminium
Ge	Ni	Al
72.63	58.69	26.98

FOR MY LAB

neoLab®



KERN®

Waagen & Mikroskope Aktion



FOR MY LAB
neoLab®
EXKLUSIV

KP-9281



KERN® Mikroskope

Durchlichtmikroskope - die Allrounder bestechen mit ihren variablen Modellen, der unkomplizierten Handhabung, der Standfestigkeit und der hervorragenden Optik, die für klare und kontrastreiche Bilder sorgt.



KP-9281

Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
KP-5000	Durchlichtmikroskop OBL, 4 x / 10 x / 40 x / 100 x	1.060,00 €	824,70 €
KP-5006	Durchlichtmikroskop OBN, 4 x / 10 x / 20 x / 40 x / 100 x	1.690,00 €	1.314,80 €
KP-9281	Durchlichtmikroskop – Digitalset OBN 135T241 digitale Komplettlösung mit adaptierter Tablet Kamera	2.870,00 €	2.232,90 €



KERN® Präzisionswaagen

Die Qualitätsmerkmale der Präzisionswaagen sind ihre robuste, standsichere Bauweise aus Top-Materialien sowie erstklassige Technologien, die zu konstanten, schnellen und exakten Messergebnissen führen.

Art. Nr.	KERN Präzisionswaage	Preis	Angebot
KP-5352	PEJ, 2,200 kg	1.250,00 €	972,50 €
KP-5353	PEJ, 4,200 kg	1.430,00 €	1.112,50 €
KP-5354	PEJ, 620 g	1.660,00 €	1.291,50 €
KP-5355	PES, 15 kg	1.380,00 €	1.073,60 €
KP-5356	PES, 2,200 kg	990,00 €	770,20 €
KP-5357	PES, 31 kg	2.430,00 €	1.890,50 €
KP-5358	PES, 4,200 kg	1.180,00 €	918,00 €
KP-5359	PES, 6,200 kg	1.450,00 €	1.128,10 €
KP-5360	PES, 620 g	1.400,00 €	1.089,20 €
KP-10552	PWS 3000-1, Wägeber. 3200 g, Ablesbarkeit 0,1 g	1.020,00 €	793,60 €
KP-10551	PWS 8000-1, Wägebereich 8200 g, Ablesbarkeit 0,1 g	1.150,00 €	894,70 €
KP-10550	PWS 800-2, Wägebereich 820 g, Ablesbarkeit 0,01 g	1.120,00 €	871,40 €
KP-10558	FEJ 17K-4M, Wägebereich 17000 g, Ablesbarkeit 0,1 g	3.080,00 €	2.396,20 €
KP-10557	FEJ 33K-4M, Wägebereich 33000 g, Ablesbarkeit 0,1 g	3.340,00 €	2.598,50 €
KP-10556	FEJ 62K-4DM, Wägebereich 6200 g, 62000 g, Ablesbarkeit 0,1 g	3.650,00 €	2.839,70 €
KP-10555	FES 17K-4, Wägebereich 17000 g, Ablesbarkeit 0,1 g	2.850,00 €	2.217,30 €
KP-10554	FES 33K-4, Wägebereich 33000 g, Ablesbarkeit 0,1 g	3.000,00 €	2.334,00 €
KP-10553	FES 62K-4D, Wägebereich 6200 g, 62000 g, Ablesbarkeit 0,1 g	3.300,00 €	2.567,40 €



* Nur solange der Vorrat reicht, Sonderpreise gültig bis 31.12.2023.