

easy Choice

FOR MY LAB
neoLab®

Ausgabe 24.1

Gültig bis zum 30. April 2024. Alle Preise zzgl. MwSt.. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Lagerware verfügbar solange der Vorrat reicht.

neoLab EXKLUSIV

1.1.-
30.04.
eP
eppendorf
Pipetten-Aktion

Eppendorf 3+1 Aktion

Beim Kauf einer Eppendorf Research® plus 3er-Pack-Option, erhalten Sie jetzt eine Pipette Ihrer Wahl im Wert von **305,- € gratis** dazu.

**VB-3908
Option 1:**

0,5–10 µL*
10–100 µL*
100–1.000 µL*

**VB-3913
Option 2:**

2–20 µL*
20–200 µL*
100–1.000 µL*

**VB-3909
Option 3:**

100–1.000 µL*
0,5–5 mL**
1–10 mL**



**Angebot
750,- €**

**+1
Pipette
GRATIS**
+ Kugelschreiber!

Artikelnr. Wählen Sie oben aus einer Option und suchen Sie sich hier Ihre Gratis-Pipette dazu aus:

VB-3903	Eppendorf Research® plus, 0,1–2,5 µL *	dunkelgrau
VB-3910	Eppendorf Research® plus, 0,5–10 µL *	mittelgrau
VB-3929	Eppendorf Research® plus, 2–20 µL *	hellgrau
VB-3930	Eppendorf Research® plus, 2–20 µL *	gelb
VB-3904	Eppendorf Research® plus, 10–100 µL *	gelb
VB-3905	Eppendorf Research® plus, 20–200 µL *	gelb

VB-3912	Eppendorf Research® plus, 30–300 µL *	orange
VB-3906	Eppendorf Research® plus, 100–1000 µL *	blau
VB-4170	Eppendorf Research® plus, 0,25–2,5 mL **	rot
VB-3907	Eppendorf Research® plus, 0,5–5 mL **	lila
VB-3911	Eppendorf Research® plus, 1–10 mL **	türkis

* inkl. epT.I.P.S.-Box 2.0; ** inkl. epT.I.P.S.- Sample Bag

neoLab mit starken Partnern. In dieser Ausgabe:

abeba

CellCamper

eppendorf

INTELSIUS
A QIOP COMPANY

neoFroxx

neoLabLine

IN

Systec
the autodave company

uvex



Bestell-Hotline: 06221 844244

bestellung@neolab.de • www.neolab.de/easyChoice

Gemeinsam
sind wir



Intelsius


Intelsius verfügt über **mehr als 25 Jahre Erfahrung** in der Entwicklung, Prüfung, Qualifizierung und Herstellung von branchenführenden temperaturgesteuerten und Proben transport-Verpackungslösungen für den Laborbedarf.



Intelsius PathoShield Transportverpackungen

Verwendbar für Diagnostische Proben, Klinische Studien, Screening-Programme und Seuchentilgungsprogramme.

- Komplette Lösungen für die Kategorien A und B umfassen einen flexiblen, 95kPa-geprüften und konformen Sekundärbehälter, Absorptionsmittel, Etiketten und UN-Kennzeichnungen
- Verschiedene Größen für den Versand durch Post und Kurierdienste
- Transport einer breiten Palette von Primärbehältern, einschließlich Blutampullen, Tupfern und Probenbehältern
- Als isolierte Packung lieferbar
- Flach verpackt für effiziente Lagerung und einfachen Versand vor der Verwendung



Art. Nr.	Intelsius PathoShield	Preis	Angebot
2-3783	Kat. B konf., 5 w A5 Pouch (IATA), 25 Stück	252,55€	227,30 €
2-3784	Kat. A&B konf., 4 w A4 Pouch (IATA), 25 Stück	231,60€	208,40 €
2-3785	Kat. B konf., 3 w A4 Pouch (IATA), 30 Stück	251,20€	226,00 €
2-3786	Kat. B konf., 6 w A5 Pouch (IATA), 25 Stück	89,75€	80,80 €
2-3787	Kat. B konf., 7 w A5 Pouch (IATA), 25 Stück	108,50€	97,60 €
2-3788	Kat. B konf., 8 w A5 Pouch, 25 Stück	183,85€	165,50 €
2-3789	Kat. B konf., 3 w A4 Bag (ADR), 30 Stück	135,35€	121,80 €
2-3790	Kat. B konf., 4 w A4 Bag (ADR), 25 Stück	124,15€	111,80 €
2-3791	Kat. B konf., 5 w A5 Bag (ADR), 25 Stück	138,55€	124,70 €
2-3792	Kat. B konf., 6 w A5 Bag (ADR), 25 Stück	45,00€	40,50 €
2-3793	Kat. B konf., 7 w A5 Bag (ADR), 25 Stück	63,80€	57,30 €
2-3794	Kat. B konf., 8 w A5 Bag (ADR), 25 Stück	41,75€	37,60 €




Intelsius PathoPak Proben transportverpackung

Intelsius entwickelt und vertreibt seit über 20 Jahren hochwertige UN3373-Mustertransportverpackungen der Kategorie B. **Intelsius ist Experte für den sicheren und effektiven Transport von infektiösen Stoffen der Kategorie B, UN3373, von A nach B unter Einhaltung der P650-Normen.**

Die PathoPak-Proben transportverpackungslösung erfüllt alle Anforderungen, wenn es um **UN3373-Stoffe** geht. Dazu gehört auch, wie infektiöse Substanzen sicher in einem starren Primärbehälter gelagert werden, der dann durch eine auslaufsichere Sekundär- und starre Außenverpackung weiter geschützt wird.

Verwendbar für Infektiöse Proben, Diagnostische Proben, Klinische Versuche, Screening-Programme und Seuchentilgungsprogramme.

- Komplette Lösungen für Kategorie A und Kategorie B umfassen 95kPa-geprüfte Sekundärbehälter, Absorptionsmittel, Luftpolsterfolie, Etiketten und UN Kennzeichnungen
- Wiederverwendbar - geeignet für Reinigung im Autoklav
- Ergonomisch gestaltete Gefäße für sichere Handhabung
- Vollständige Wiederaufbereitung möglich
- 4GU-zertifiziert



Art. Nr.	Intelsius PathoPak	Preis	Angebot
2-3779	PathoPak 800ML Nutzlast, 20 Stück	138,30€	125,00 €
2-3780	PathoPak 1L Nutzlast, 20 Stück	160,60€	144,50 €
2-3781	PathoPak 2L Nutzlast, 10 Stück	116,05€	104,40 €
2-3782	PathoPak 3L Nutzlast, 10 Stück	150,30€	135,20 €

CellCamper® Maxi Kühltransportbox

Der **CellCamper® Maxi** ist eine Kühlbox zum sicheren Transport von Zellen ohne die Verwendung von Eis oder anderen Energiequellen.

Durch spezielle Kühleinheiten die unterschiedliche Temperaturbereiche (0 bis +4°C / -20 bis 0°C / -22 bis -18°C) abdecken, können die Temperaturen zwischen 5 und 14 Stunden gehalten werden.

Der CellCamper Maxi wird mit zwei Kühleinheiten und einer Universalbox aus Alu ausgeliefert, die gegen zwei Alublöcke ausgetauscht werden kann. Inkl. Tragegurt.




Art. Nr.	CellCamper Transportbehälter	Preis	Angebot
2-3710	CellCamper Maxi Kühltransportbox inklusive Kühleinheit Cool (0°-4°C)	799,00 €	609,00 €
2-3711	CellCamper Maxi Kühltransportbox inklusive Kühleinheit Frozen (-20°-0°C)	799,00 €	609,00 €

neoLab® 96-Well PCR-Platte

Die neoLab 96-Well PCR Platte mit perforierten 8er Strips ermöglicht den flexibelsten und effizienten Einsatz einer PCR-Platte - es müssen keine halbleeren Platten benutzt werden. Die Platte ist perforiert, um ein genaues Einreißen in 8-well-Streifen zu ermöglichen.

VE: 50 Stück/ Pack



Art. Nr.	neoLab 96-Well PCR-Platte	Preis	Angebot
7-5199	PP, ohne Rand, klar	188,80 €	149,00 €
7-5201	Vollrand, Niederprofil, klar	173,70 €	138,00 €
7-5202	ohne Rand, klar	173,70 €	138,00 €
7-5203	halber Rand, klar	173,70 €	138,00 €
7-5204	halber Rand, Niederprofil, für Roche LC 480	199,00 €	158,20 €

neoLab® Verschlussklebefolien

Die neoLab Verschlussklebefolien verschließen sicher Ihre Multiwellplatten, dadurch vermeiden Sie Kontaminationen. Sie sind geeignet für verschiedenste Anwendungen: PCR, qPCR, Lagerung, Zellkultur usw.



Die Klebefolien lassen sich leicht anbringen und wieder ohne Kleberückstände entfernen. Alle Klebefolien sind frei von RNase, DNase und menschlicher DNA.


VE: 100 St./Pack.

Art. Nr.	neoLab Verschlussmatten & -folien	Preis	Angebot
7-5212	PCR-Klebefolie transparent	108,50 €	86,20 €
7-5213	Lagerungs-Klebefolie	43,60 €	34,60 €
7-5215	Aluminium-Klebefolie	93,70 €	74,50 €
7-5216	optische qPCR-Klebefolie	232,70 €	185,00 €
7-5220	Klebefolie, gaspermeabel, steril	159,70 €	126,90 €

CellCamper® Alublöcke

Die CellCamper Alublöcke sind passend für den **CellCamper Maxi** und **Midi**.

Die Alublöcke sind einsetzbar bei Temperaturen von -196 bis über 100°C. Die Temperaturverteilung über den gesamten Block ist sehr gleichmäßig und weicht nur um +/- 0,1°C ab.



Alle Alublöcke lassen sich leicht mit Seifenlauge oder Alkoholen reinigen und sind stabil unter UV-Licht.

Art. Nr.	CellCamper Alublock	Preis	Angebot
2-3719	Alublock 120x0,2 ml PCR	379,00 €	289,00 €
2-3720	Alublock 35x1,5 ml Reaktionsgefäße	290,00 €	219,00 €
2-3721	Alublock 35x2,0 ml Reaktionsgefäße	290,00 €	219,00 €
2-3722	Alublock 35x2,0 ml Kryovials	349,00 €	266,00 €

neoLab® 8er-Deckelstreifen


Die flachen Deckelstreifen sind auch für die Realtime PCR geeignet.



Art. Nr.	neoLab 8er-Deckelstreifen	Preis	Angebot
7-5205	flach, auch für qPCR (300 Stk/Pack)	87,70 €	69,70 €
7-5206	gewölbt, 300 Stk/Pack	88,60 €	70,40 €

neoLab® PCR 8er-Streifen

Diese **transparenten** 8er PCR-Reaktionsgefäße aus PP mit Verschluss haben ein **Normalprofil** und nehmen ein Volumen von maximal 0.3 ml auf (**Arbeitsvolumen = 0.2 ml**). Durch ihre dünne Wand sorgen die Gefäße für einen optimalen Wärmeaustausch. Alle Gefäße sind frei von RNase, DNase und menschlicher DNA.



Art. Nr.	neoLab PCR 8er-Streifen 0,2 mL, klar	Preis	Angebot
7-5207	mit gewölbten Deckeln (125 Stk/Pack)	107,30 €	85,30 €
7-5208	mit flachen Deckeln (125 Stk/Pack)	82,50 €	65,60 €
7-5209	mit flachen Deckeln (einzeln, 120 Stk/Pack)	99,00 €	78,70 €

neoLab® PCR Einzelröhrchen

Transparentes PCR-Reaktionsgefäß aus PP mit Verschluss. Normalprofil. Volumen max. 0.3 ml (Arbeitsvolumen = 0.2 ml). Durch ihre dünne Wand sorgt das Gefäß für einen optimalen Wärmeaustausch. Das Gefäß mit flachem Deckel ist auch für Realtime-PCR geeignet. Alle Gefäße sind frei von RNase, DNase und menschlicher DNA.



Art. Nr.	neoLab PCR Einzelröhrchen	Preis	Angebot
7-5210	mit flachem Deckel (1000 Stk/Pack)	66,60 €	52,90 €
7-5211	mit gewölbtem Deckel (1000 Stk/Pack)	66,60 €	52,90 €

neoLabLine Aluminiumblock

Aluminiumblöcke zum Temperieren von Reaktionsgefäßen und PCR-Röhrchen. Problemlose Bearbeitung mit Mehrkanalpipetten. Auch für 96-Loch-Mikroplatten sowie 8er und 12er Strips geeignet.



- Geringer Platzbedarf: Passt auf jedes Eisbad, in gebräuchliche Wasserbäder oder auf Heizplatten.
- Optimal für alle temperaturkritischen Arbeiten wie z.B. PCR
- extrem schnelle Abkühlung, lange Kühlwirkung
- Verwendung vorgekühlt oder vorgewärmt, auch ohne Vortemperierung gleichmäßige Temperaturverteilung.
- Spezielle Form der Bohrungen für optimalen Wärmeaustausch und Vermeidung von Probenverlusten durch Herausfallen.
- Kompakte Anordnung der Proben ermöglicht Einhandbedienung auch von Schraubdeckeln.
- Für alle Reaktionsgefäße/PCR-Tubes der wichtigsten Anbieter.
- **Preisgünstige Sonderanfertigungen auf Anfrage**

Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
7-8005	neoLabLine Aluminiumblock	191,70 €	152,40 €

neoLab® Rota-Rack® Duo

Klein im Format, groß im Kombinieren! Ideal für Arbeiten mit verschiedenen Gefäßgrößen nebeneinander, z.B. beim Verdünnen oder Konzentrieren. Zwei rotierende, miteinander verbundene Racks aus PP bieten Platz für 96 Gefäße mit 0,2 ml und je 48 Plätze für Gefäße mit 0,5 und 1,5 ml Inhalt.



Die 0,2 ml Wells haben das Standard-Format für 96-Well-Platten. Schnelle Identifizierung durch alphanumerische Markierung. Autoklavierbar, temperaturbeständig von 0 bis +121°C. Farbe: blau und lila.

Art. Nr.	neoLab Rota-Rack Duo	Preis	Angebot
2-6626	für PCR- und Reaktionsgefäße	61,30 €	48,70 €


neoLab® Combi-Rack für PCR-Tubes

Stabiles Rack aus Polypropylen zur Lagerung verschieden großer Gefäße, mit transparentem PP-Deckel.

- 24 Plätze für Reaktionsgefäße 1,5 ml
- 16 Plätze für Reaktionsgefäße 0,5 ml
- Stapelbar
- autoklavierbar bis 121°C
- Herausnehmbarer Einsatz für 96 (8 x 12) PCR-Tubes



Art. Nr.	neoLab Combi-Rack mit Deckel	Preis	Angebot
2-2760	gelb	33,40 €	26,50 €
2-2761	blau	33,40 €	26,50 €
2-2762	grün	33,40 €	26,50 €
2-2763	pink	33,40 €	26,50 €
2-2764	orange	33,40 €	26,50 €



neoLab Rack SlipLock Flipper®

Das Set besteht aus vier verschiedenfarbigen Racks sowie zwei Deckeln, die über jeweils zwei Racks passen. Die Racks können durch einfaches, gegenläufiges Schieben fest miteinander verbunden werden. Beliebig lang zur Workstation erweiterbar und stapelbar.



Material: PP, temperaturbeständig von -80°C bis +121°C; Jedes Set enthält je ein Rack in rot, blau, grün und gelb sowie zwei transparente Stülpedeckel.


Jedes Rack bietet Platz für:

- 24 Reaktionsgefäße 1,5 oder 2,0 ml, max. 11 mm Ø
- 16 Reaktionsgefäße 0,5 ml, max. 8 mm Ø
- 60 PCR-Röhrchen 0,1 oder 0,2 ml
- 5 12er PCR-Strips
- Zwei verbundene Racks sind ideal für ein 96-Well MTP (unskirted, semi-skirted) oder 12 8er PCR-Strips.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
2-2768	neoLab Rack SlipLock Flipper	56,50 €	44,90 €

neoLab® Aufbewahrungsrack


Aufbewahrungsrack mit Deckel. Rack speziell für 0,2 ml PCR-Röhrchen in Strips, aber auch für Einzelröhrchen. Für Strips mit 8 oder 12 Röhrchen. Komplett mit klarsichtigem Deckel. Schließt staubdicht.



Art. Nr.	neoLab Aufbewahrungsrack m. Deckel	Preis	Angebot
2-2600	für PCR-Tubes, 96 Plätze, gelb	13,50 €	10,70 €
2-2601	für PCR-Tubes, 96 Plätze, grün	13,50 €	10,70 €
2-2602	für PCR-Tubes, 96 Plätze, orange	13,50 €	10,70 €
2-2603	für PCR-Tubes, 96 Plätze, pink	13,50 €	10,70 €
2-2604	für PCR-Tubes, 96 Plätze, blau	13,50 €	10,70 €


neoLab® Aufbewahrungsrack

Aufbewahrungsrack und Kryobox für PCR-Tubes und -Strips 0,2 ml aus PP. Besonderheit dieser Box sind die 14 Reihen, die es ermöglichen, auch 12er Strips mit Deckel leicht hinein und heraus zu heben, da die äußere Reihe frei bleibt.



Stapelbar; Autoklavierbar; Alphanumerische Kennzeichnung am Boden.
Großmengen auf Anfrage!

Art. Nr.	neoLabLine PCR-Aufbewahrungsrack	Preis	Angebot
2-1910	transparent	8,45 €	6,70 €
2-1911	gelb	8,45 €	6,70 €
2-1912	pink	8,45 €	6,70 €
2-1913	grün	8,45 €	6,70 €
2-1914	blau	8,45 €	6,70 €
2-1915	orange	8,45 €	6,70 €



Die Autoklaven von Systec

... eignen sich für eine Vielzahl von Laboranwendungen, selbst für anspruchsvolle Sterilisationsprozesse. Dies umfasst die Sterilisation von Flüssigkeiten wie Nährmedien und Kulturmedien, die Sterilisation von Festkörpern wie Instrumenten, Pipetten und Glaswaren, sowie die Dekontamination von Abfällen.

Die Vernichtungssterilisation von festen Abfällen erfolgt in Vernichtungsbeuteln, während flüssige Abfälle in Flaschen dekontaminiert werden.

Darüber hinaus ermöglichen die Autoklaven auch die sichere Sterilisation von biologischen Gefahrstoffen in speziellen Sicherheitslabors.

Autoklaven – richtig sterilisieren

Der Autoklav kann so konfiguriert werden, dass eine Validierung des Sterilisationsprozesses ermöglicht wird, um eine reproduzierbare Sterilisation im Sicherheitslabor, im Reinraum und in der Produktion nachzuweisen.

- Design-Qualifizierung (DQ)
- Installations-Qualifizierung (IQ)
- Funktions-Qualifizierung (OQ)
- Prozess-Qualifizierung (PQ)

Die Autoklaven können auch für andere Bereiche eingesetzt werden, z.B. für Stresstests zur Simulation von industriellen Sterilisationsprozessen.



STERILISATION VON FLÜSSIGKEITEN
(wie z. B. Kulturmedien und Nährmedien)



STERILISATION VON ABFÄLLEN
(Vernichtungssterilisation von festen oder von flüssigen Abfällen)



STERILISATION VON FESTKÖRPERN
(wie z.B. Glaswaren, Instrumente und Pipetten)



STERILISATION VON BIOLOGISCHEN GEFÄHRSTOFFEN
in Sicherheitslabors

Systec
the autoclave company

SUCHEN SIE EINEN AUTOKLAV? WIR HELFEN IHNEN!

Laborautoklaven von Systec: Mit einem Kammervolumen von 23 bis 1580 Litern, universellen Aufstellungsmöglichkeiten als Stand- und Tischgerät und zahlreichen zusätzlichen Optionen, haben Sie die Auswahl aus mehr als 70 unterschiedlichen Autoklaven für Ihr Labor.

Gerne konfigurieren wir mit Ihnen den optimalen Autoklaven in Größe und Prozesstechnik um Ihre Sterilisationsverfahren sicher, genau, reproduzierbar und validierbar zu erfüllen. Systec Autoklaven unterstützen mittlerweile zahlreiche nationale und internationale Laboratorien, Lebensmittelunternehmen, pharmazeutische Anbieter, wissenschaftliche Forschungseinrichtungen und Bildungsinstitute.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte einfach an unsere Außendienstmitarbeiter: Siehe letzte Seite.

SYSTEC V-SERIE

Vertikale Standautoklaven
(von oben zu beladen) von 40 bis
150 Liter Kammervolumen.

40-150 LITER



SYSTEC D-SERIE

Horizontale Tischautoklaven
(von vorne zu beladen) von 23 bis
200 Liter Kammervolumen.

23-200 LITER



V-SERIE: Durch die kompakten Außenabmessungen hat der Autoklav nur einen geringen Stellflächenbedarf. Innen hat das Gerät eine gute Nutzraumhöhe, wodurch bei den meisten Standard Medium-Flaschen und Erlenmeyer-Kolben eine bis zu 50% höhere Beschickungskapazität erreicht werden kann.

D-SERIE: Platzvorteil! Außen kompakt, innen mit optimaler Beladungskapazität für die meisten Standardflaschen und Erlenmeyer-Kolben.

Economy und Basic Modelle für einfache Laboranwendungen auf Anfrage. Beschickungskörbe und Edelstahlimer auf Anfrage.

V- & D-SERIE:

- integrierter, von der Kammer separierter Dampfgenerator
- Heizelemente liegen außerhalb der Kammer des Autoklaven, welche dadurch gut zu reinigen ist.
- Gehäuse, Tragrahmen & Druckbehälter aus Edelstahl
- LCD-Display und vollautomatische Mikroprozessorsteuerung. Bei der V-Serie gibt es eine Touch-Screen Steuerung auf Anfrage.
- Timer für programmierbare Startzeit
- Temperatur- & Druckbereich 140°C/4 bar, optionale Erweiterung auf 150°C/5 bar
- Anzahl Sterilisierprogramme bis zu 25 (auf Anfrage)
- codesicherte Zugriffsrechte zur Parameterveränderung und weiterer sicherheitsrelevanter Interventionen
- interner Speicher zur Datensicherung von bis zu 500 Sterilisierzyklen
- Autofill, automatische VE-Wassereinspeisung zur Dampferzeugung
- flexibler PT-100 Temperatursensor
- zusätzlicher Temperatursensor im Kondensat auslass
- Warmhaltefunktion nach Programmende für Flüssigkeiten
- Abdampfkondensation wassergekühlt, thermostatisch kontrolliert
- Spezialprogramm für die Vernichtungssterilisation mit fraktioniertem Aufheizen zur effizienteren Entlüftung
- programmierbare automatische Türöffnung nach Programmende
- RS-232 und RS-485 Schnittstelle zur externen Datenübertragung
- Heizleistung kW: 9.0
- Anschluss: 380-400 V, 50/60 Hz, Drehstrom drei Phasen plus Nullleiter, 16 A
- Änderung der Spannung & einphasiger Betrieb auf Anfrage erhältlich.

B-SAFETY® Augenspüllösung bei Fremdkörpern

Augenspüllaschen mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %). Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe. Haltbarkeit: 3 Jahre. Spülzeit: ca. 2 bzw. ca. 5 Minuten. Gemäß DIN 12930.



Art. Nr.	B-SAFETY Augenspüllösung	Preis
FG-0031	B-SAFETY, 200 ml	11,80 €
FG-0030	B-SAFETY, 500 ml	16,30 €
FG-0036	B-SAFETY pH Neutral, 200 ml	15,00 €

neoLab® Schutzbrille Simplex

Eine einfache Schutzbrille aus Kunststoff mit großflächigem Seitenschutz. Universalgröße, speziell auch über einer Korrekturbrille tragbar. Entspricht DIN 58 211 und EN 166.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
2-2073	neoLab® Schutzbrille Simplex	8,95 €	6,90 €

Uvex® Schutzbrillen für Brillenträger

2-4286: Schutzbrille für Brillenträger mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung. Die Überbrille ist so groß, dass alle Brillen bis 14,5 cm Breite darunter Platz haben. Bequem zu tragen durch die 4-fach verstellbaren duo-flex Bügel. Scheiben in optidur NC-Qualität, extrem kratzbeständig, exzellente Chemikalienbeständigkeit. Mit UV-Schutz 2-1,2, nach DIN EN 166 + 170.



2-4286

2-2029: Sehr leichte Vollsicht-Schutzbrille mit angenehmem Tragekomfort. Scheibenbeschichtung außen extrem kratzfest (HC), innen beschlagfrei (AF). passt über Korrekturbrillen optimale Ventilation UV-Schutz 2-1,2 höchste Werte nach EN-Norm 166 geringes Gewicht



2-2029

2-4340: Leichte Überbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung. Gute Abdeckung des Augenraumes durch flache Basiskurve. Scheibeninklination 11°, gute Sicht nach unten. Wellenfrontoptimierte Scheibentechnologie, x-stream-technology für höchsten Tragekomfort. Fassung schwarz, Scheibe farblos. UV-Schutz 2-1,2. Beschichtung optidur NC (gute Kratzfestigkeit/Chemikalienbeständigkeit).



2-4340

Art. Nr.	Uvex Schutzbrillen für Brillenträger	Preis	Angebot
2-4286	Uvex Schutzbrille für Brillenträger, farblos	26,80 €	21,30 €
2-2029	Uvex Vollsicht-Schutzbrille HC-AF farblos, orange/grau	28,00 €	22,20 €
2-4340	Uvex Überbrille	23,90 €	19,00 €

B-SAFETY® Augen-Notfall(wand)station

Für den Einsatz an Arbeitsplätzen. Inklusive 200 ml pH Neutral Spüllösung für chemischen Stoffe und 500 ml Augenspüllösung für Fremdkörper. Jeweils mit integriertem Piktogramm und Spiegel, inklusive Augen-Notfallplan. Offene Wandstation.



Art. Nr.	B-SAFETY Augen-Notfallstation	Preis
FG-0040	Wandstation 290 x 230 x 80 mm	61,50 €
FG-0043	Wandbox 265 x 227 x 110 mm	72,90 €
FG-0044	Plum Augenspülstation 4708 MAXI	66,00 €

B-SAFETY® UV Vollsichtschutzbrille

Die klare, große Panoramascheiben für perfekten Schutz im innovativem Design. Das Tragen über einer Korrekturbrille ist bequem möglich. Indirektes Belüftungssystem garantiert zertifizierten Schutz gegen Tropfen und Spritzer. Mit Anti-Scratch und Anti-Fog Beschichtung. Zulassung: EN 166, EN 170, EN 172.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis
FG-0104	B-SAFETY UV Vollsichtschutzbrille	19,90 €

Uvex® Schutzbrille

1-1614: Optisch korrekte Scheibe mit 100% UV-Schutz und guter Kratzfestigkeit. In die Scheibe integrierter, mattierter Seitenschutz. Individuelle Bügelneigung. Gewicht: nur 26 g. UV-Schutz 2-1,2.



1-1614

1-1631: uvex x-fit – Nur 23 Gramm bringt die uvex x-fit auf die Waage. Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter) Zuverlässiger UV-400-Schutz.



1-1631

1-1611: Duo Component Technology, die neueste Technologie für Ihre Augen! Fassung: blau/ orange Scheiben: optidur 3000 UV, kratzfest, chemikalienbeständig UV-Schutz: 2-1,2 und 5-2,5



1-1611

1-1619: Mit nur 18 g die leichteste Schutzbrille der Welt! Die Scheiben sind extrem dünn und außerordentlich klar. Bügel mit innovativer Technologie ermöglichen eine perfekte Passform auch für schmalere (Damen-)Köpfe!



1-1619

Art. Nr.	Uvex Schutzbrillen	Preis	Angebot
1-1614	Skylite, Rot, Scheibe klar, ultradura	15,70 €	12,40 €
1-1615	Skylite, Blau, Scheibe klar, ultradura	15,70 €	12,40 €
1-1631	X-fit, Schwarz, Scheibe PC, UV 2-1,3	15,30 €	12,10 €
1-1632	X-fit, Schwarz, Scheibe PC grau, UV 5-2,5	17,30 €	13,70 €
1-1611	i-vo, blau-orange, Scheibe farblos, kratzfest	23,30 €	18,50 €
1-1612	i-vo, blau-orange, Scheibe farblos, HC/AF	26,40 €	21,00 €
1-1618	Super g, kristall, Scheiben farblos HC-AF	25,40 €	20,10 €
1-1619	Super g, dunkelblau, Scheiben farblos HC-AF	25,40 €	20,10 €

SUCHE IM SHOP: "neolab labormantel"

neolab® Labormantel für Damen und Herren

Modischer Labormantel mit praktischen Armbündchen, schmal geschnitten, mit Reverskragen und Rückenschlitz. Material aus 100% Baumwolle, waschbar bis 96°C und trocknere geeignet, Länge ca. 105 cm, verdeckte Druckknöpfe und Rückenriegel. Eine Brusttasche (links); Zwei Seitentaschen auf Hüfthöhe.

Art. Nr.	neolab Labormantel	Preis	Angebot
4-1481	für Damen, Bündchen, Reverskragen	45,00 €	35,70 €
4-1492	für Herren, Bündchen, Reverskragen	45,00 €	35,70 €
4-1581	für Damen, schmal geschnitten	40,10 €	31,90 €
4-1592	für Herren, schmal geschnitten	40,10 €	31,90 €



SUCHE IM SHOP: "bingold violett-blau"

BINGOLD Nitril 35PLUS

Die Nitril Einmalhandschuhe bieten besten Schutz bei optimalem Tragekomfort. Puderfrei, unsteril, angeraute Handfläche, keine Proteine enthalten. Materialstärke: Stulpe 0,1 mm; Handfläche 0,12 mm, Finger 0,16 mm.



Art. Nr.	Nitril-Einmalhandschuhe	Preis	Angebot
B1-8113	BINGOLD Nitril 35PLUS violett-blau verschiedene Größen S, M, L, XL	6,90 €	3,90 €

SUCHE IM SHOP: "nbio"

neolab® Reflexx NBio Einmalnitrilhandschuhe

10-mal schneller biologisch abbaubar als ein klassischer Nitrilhandschuh. Frei von Beschleunigern wie Thiurame, Carbamate und Benzothiazole. Das Fehlen von Puder reduziert das Risiko von Dermatitis und Kontamination.



Art. Nr.	neolab Einmalnitrilhandschuhe	Preis	Angebot
1-8133	biologisch abbaubar, puderfrei, verschiedene Größen S, M, L, XL	10,40 €	6,80 €

SUCHE IM SHOP: "abeba clogs"

ABEBA ESD-Sicherheits-Clogs

Sicherheitsclogs in versch. Farben, geeignet für Labore der Pharmaindustrie, Lebensmittel oder OPs.

Autoklavierbares, sterilisierbares, desinfizierbares Spezialmaterial. Klappbarer Fersenriemen. Waschbar bei 60°C. Bequeme Passform. Rutschhemmende Laufsohle. ESD-gerecht nach DIN EN 61340.



Preis	Angebot
60,40 €	48,00 €

SUCHE IM SHOP: "abeba mint"

ABEBA Allround-Laborschuhe

Mit hohem Tragekomfort und Chic. Rutschhemmende Sohle (SRC) in der Farbe mint, beständig gegen tierische Fette.

Antistatisch. Verstellbarer, klappbarer Fersenriemen. Obermaterial und Innensohle Leder. CE, EN ISO 20347:2007



Preis	Angebot
59,60 €	47,30 €

SUCHE IM SHOP: "korkfußbett"

ABEBA ESD-Berufsschuhe

ESD-Berufsschuhe mit angenehmen Tragekomfort aus schwarzem Glattleder mit verstellbarem Rist- und Fersenriemen.

Mit schwarzer rutschhemmender Spezialgummi-Laufsohle nach EN ISO 20347:2012 und lederbezogenem Korkfußbett. Der Schuh ist beständig gegen tierische Fette, Öl und Benzin sowie Säuren und Laugen (z.B. Reinigungsmitteln).



Preis	Angebot
91,50 €	72,70 €

SUCHE IM SHOP: "abeba haccp"

ABEBA Berufsschuhe HACCP-gerecht

Jetzt schon gerüstet für die Anforderungen der Zukunft: Dieser Schuh wurde bereits mikrobiologisch untersucht und nach Baumgart (HACCP-gerecht) geprüft.

Lorica ist eine wasserabweisende, waschbare und dennoch atmungsaktive Mikrofaser. Rutschhemmende PU-Sohle (SRC) mit selbstreinigendem Profil. Naturform-Stahlkappe nach DIN EN 12568.



Preis	Angebot
122,20 €	97,10 €



Alle Schuhgrößen, weitere Schuhtypen und alle reduzierten ABEBA Schuhe, finden Sie online:

neolab.de/easychoice/personliche-schutzausrustung-arbeitsschutz/laborschuhe





NIPPON Genetics FastGene®

Blau LED Transilluminatoren sind die sichere Alternative zu UV Transilluminatoren.

Blaulicht-LEDs sind genauso empfindlich wie UV-Licht, schädigen aber die in einem Agarosegel aufgetrennte DNA nicht und schützen Ihre Haut und Augen.

Jetzt wird es einfach, Ihr DNA-Fragment aus Gelen herauszuschneiden. Sie brauchen keine Brille zu tragen. Schalten Sie die LEDs ein, erkennen Sie Ihre Bande und schneiden Sie Ihr DNA-Fragment mit unserem Agarosegel-Band-Cutter aus. Ihre DNA wird dabei nicht beschädigt.

Sie können sowohl Ethidiumbromid als auch andere Farbstoffe zum Färben verwenden wie SYBR Green, SYBR Safe, Midori Green.


LEDs halten 5x länger als UV-Licht!



8-9001



8-9002




8-9003

NIPPON Genetics FastGene® Blue and Green LED Transilluminator XL

Brandneue und einzigartige LED Technologie

Die Blau/Grün LED Technologie vereint die Möglichkeit sowohl grüne als auch rote Farbstoffe in hervorragender Signalstärke zu visualisieren.

- Mit installiertem Amberfilter, der das blau/ grüne Hintergrundlicht effektiv herausfiltert
- Sichere Blau/Grün-LED-Technologie für die Visualisierung von Nukleinsäuren
- Großer Beleuchtungsbereich: 26 cm x 21 cm
- Für alle roten und grünen DNA-Farbstoffe
- Keine Zerstörung der DNA!
- 50.000 Stunden Lebensdauer
- Aufrüstung auf komplette Gel Doc Systeme möglich
- Made-in-Germany



8-9004

Art. Nr.	NIPPON Genetics FastGene	Preis	Angebot
8-9001	Blue LED Illuminator	707,00 €	599,00 €
8-9002	Blue LED Transilluminator	939,00 €	799,00 €
8-9003	Blue/White LED Tab	801,00 €	679,00 €
8-9004	Blue/Green LED Transillum. XL	1.479,00 €	1.259,00 €

NIPPON Genetics FastGene Ultra Cycler Gradient (96-well)

Schneller und zuverlässiger PCR-Gradientencycler.

Der smarte und robuste Gradienten-Thermocycler ist ideal für den täglichen Gebrauch. Passend für jede Laborumgebung sorgt er jahrelang für zuverlässige DNA-Amplifikationen.

- Sehr schnelle Anstiegsrate für eine schnelle PCR
- 96-Well-PCR-Gerät mit 12-stufiger Gradientenfunktion (1-24 °C)
- Einfache Bedienung durch intuitive Software und Touchscreen
- Kompatibel mit den meisten PCR-Gefäßen und 96-Well-Mikrotiterplatten
- Sehr leises Gerät
- Beheizter Deckel mit Verdunstungskontrolle
- Kompakte Stellfläche
- Grafische Benutzeroberfläche mit Touchscreen
- USB-Konnektivität



Art. Nr.	NIPPON Genetics FastGene	Preis	Angebot
8-9012	Ultra Cycler Gradient (96-well)	5.869,00 €	4.989,00 €

NIPPON Genetics FastGene NanoView Photometer

Das kompakte Mikrovolumen Photometer - Spezialist für DNA und RNA Quantifizierung

Das FastGene® NanoView Photometer ist für Mikrovolumen (1–2 µL) mit einer sehr einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche. Nukleinsäuren und Proteine werden mit höchster Zuverlässigkeit durch Absorptionsmessung bei 260 nm, 280 nm und 600 nm quantifiziert.

Beste Geräteleistung: Mikrovolumen und Küvetten-Leser

Spezialist: schnelle Quantifizierung von Nukleinsäuren und Proteinen

Kosteneffizienz: eigenständiges Gerät mit integrierter Bedieneinheit

Bequeme Bedienung: einfache und intuitive Menüführung

Höchste Zuverlässigkeit:

10 vorkonfigurierte Mess-Einstellungen gewährleisten eine sichere Anwendung



NIPPON Genetics FastGene NanoSpec Photometer

High-End Spektralphotometer, ausgezeichnet durch höchste Benutzerfreundlichkeit.

Es ermöglicht eine schnelle und einfache quantitative Analyse von Nukleinsäuren und Proteinen mittels UV-VIS-Absorptionsspektrophotometrie im Bereich von 190–850 nm. Durch die Integration eines Mikrovolumen-Modus und eines Küvetten-Modus, kann ohne weitere Verdünnung innerhalb eines großen Konzentrationsbereiches gemessen werden.

Beste Geräteleistung: Mikrovolumen- und Küvetten-Leser

Leistungsstark: High-End-Lösung für die Analyse von DNA, RNA und Proteinen im UV-VIS-Vollspektrum (190–850 nm)

Kostensparnis: eigenständiges Gerät mit integrierter Steuereinheit

Bequeme Bedienung: einfache und intuitive Menüführung

Minimierte Fehleranfälligkeit: 20 vorkonfigurierte Messmodi für häufig verwendete Assays gewährleisten eine schnelle und sichere Anwendung.



Art. Nr.	NIPPON Genetics FastGene	Preis	Angebot
8-9011	NanoView Photometer	5.136,00 €	4.369,00 €




Art. Nr.	NIPPON Genetics FastGene	Preis	Angebot
8-9010	NanoSpec Photometer	9.266,00 €	7.879,00 €

neoLab® PCR Werkbank mit UV Dekontamination

Tischgerät aus pulverbeschichtetem Aluminium mit UV-Dekontamination durch eine 36 Watt-UV-Röhre mit 254 nm.

DNA/RNA-Fragmente und Mikroorganismen werden inaktiviert während einer Bestrahlungsdauer des Innenraums für ca. 20-30 Minuten. Die Bestrahlungsdauer wird durch einen einfach zu bedienenden, manuellen Kurzzeitschalter eingestellt. Ein Weißlicht sorgt für ausreichend Licht im Arbeitsraum. Die transparenten Teile bestehen aus Polycarbonat, das höchste mechanische Stabilität aufweist.

Vorhanden sind: Zwei 230 V-Steckdosen im Innenraum. Zwei Regalablagen mit Steckplätzen für drei Pipetten. Ein Halter für eine Handschuh- oder Wischtücherbox. Sicherheitsabschaltung des UV-Lichts bei Frontöffnung.



Artikel	neoLab PCR Werkbank mit UV Dekontamination	neoLab PCR Werkbank "S" mit Dekontamination durch UVC Luftrezirkulation	neoLab PCR Werkbank "L" mit Dekontamination durch UVC Luftrezirkulation
Artikelnummer	7-2609	7-2612	7-2677
mechanischer Timer mit 90 min Ablaufzeit	ja	ja	ja
Ozonfreie UVC-Röhre mit 36 Watt Leistung, Anzahl:	1	2	2
Steckdosen für 230 Volt innen, Anzahl:	2	2	4
Edelstahl-Arbeitsfläche (B x T).	690 x 510 mm	690 x 510 mm	1230 x 510 mm
Außenmaße (B x T x H)	720 x 540 x 740 mm	720 x 540 x 740 mm	1270 x 540 x 740 mm
Gerätengewicht ca.	14 kg	18 kg	24 kg
Preis / Angebot	2.542,00 € 1.999,00 €	2.902,00 € 2.299,00 €	4.998,00 € 3.999,00 €

denaX YOUR LAB!

Nukleinsäure-Dekontamination

Gebrauchsfertiges Dekontaminationspray:

DenaX farblos zersetzt effektiv eine Vielzahl von Nukleinsäuretypen sowie DNasen und RNasen auf unterschiedlichsten Oberflächen in kürzester Zeit.

Sprühen – Warten – Wischen!

Bezeichnung	Menge	Listenpreis	Angebot	Artikelnummer
denaX farblos für die Molekularbiologie	500 ml	-68,40 €	47,90 €	1118ML500
denaX farblos für die Molekularbiologie	1 l	-118,20 €	82,75 €	1118LT001
denaX farblos für die Molekularbiologie (Refill)	2,5 l	-266,10 €	186,30 €	1118LT2P5
denaX farblos für die Molekularbiologie	5 l	-427,80 €	299,50 €	1118LT005



Chemikalien für die Molekularbiologie

Bezeichnung	Menge	Listenpreis	Angebot	Artikelnummer
Agarose Basic für die Molekularbiologie	500 g	288,30 €	144,20 €	1110GR500
Agarose Low EEO für die Molekularbiologie	500 g	598,00 €	299,00 €	1057GR500
DTT für die Molekularbiologie	5 g	59,80 €	29,90 €	1114GR005
Dimethylsulfoxid (DMSO) für die Molekularbiologie	500 ml	89,00 €	44,50 €	1084ML500
DNase I für die Molekularbiologie	100 mg	102,70 €	51,40 €	1121MG100
DNase I für die Molekularbiologie	250 mg	228,70 €	114,40 €	1121MG250
EDTA für die Molekularbiologie	100 g	29,10 €	14,60 €	1340GR100
EDTA für die Molekularbiologie	500 g	57,10 €	28,60 €	1340GR500
Ethanol absolut für die Molekularbiologie versteuert	250 ml	37,20 €	18,60 €	1134ML250
Formamid deionisiert für die Molekularbiologie	1 l	84,00 €	42,00 €	1103LT001
Glycerin 87 % für die Molekularbiologie	1 l	61,00 €	30,50 €	1073LT001
Glycin für die Molekularbiologie	1 kg	61,20 €	30,60 €	1154KG001
Guanidinthiocyanat für die Molekularbiologie	100 g	57,20 €	28,60 €	1319GR100
IPTG für die Molekularbiologie	5 g	128,50 €	64,30 €	1140GR005
IPTG für die Molekularbiologie	25 g	472,00 €	236,00 €	1140GR025
Lysozym für die Molekularbiologie	1 g	35,30 €	17,70 €	1256GR001
Lysozym für die Molekularbiologie	10 g	245,30 €	122,70 €	1256GR010
Magnesiumchlorid - Hexahydrat für die Molekularbiologie	500 g	38,20 €	19,10 €	1769GR500
Proteinase K rekombinant für die Molekularbiologie	100 mg	89,00 €	44,50 €	2114MG100
Proteinase K rekombinant für die Molekularbiologie	500 mg	275,00 €	137,50 €	2114MG500
RNase A (DNase-frei) für die Molekularbiologie	250 mg	287,00 €	143,50 €	1263MG250
SDS ultrapure für die Molekularbiologie	500 g	212,00 €	106,00 €	1177GR500
Tris für die Molekularbiologie	1 kg	135,20 €	67,60 €	1115KG001
Tris für die Molekularbiologie	5 kg	607,90 €	304,00 €	1115KG005
Tris - Hydrochlorid für die Molekularbiologie	500 g	115,00 €	57,50 €	1328GR500
Wasser für die Molekularbiologie	1 l	34,90 €	17,50 €	1058LT001
X-Gal für die Molekularbiologie	1 g	118,75 €	59,40 €	1168GR001

Kryokonservierung von Zellen

Erfolgreiche **Kryokonservierung** hängt von der Kinetik des Herunterkühlens ab:




Bild: Zustand der Zelle bei Kryokonservierung

neoFroxx

Für ein grüneres Labor

Erfolgt die Abkühlung zu langsam, findet eine irreversible Dehydratisierung der Zellen statt (links). Geschieht die Abkühlung zu schnell, kann das Restwasser zellschädigende intrazelluläre Eiskristalle bilden (rechts).

Nur bei einer optimalen Abkühlrate findet die Eiskristallbildung ausschließlich extern statt und die Dehydratisierung der Zelle ist reversibel (mitte).

Neben der Abkühlrate sind geeignete Einfriermedien für ein erfolgreiches Einfrieren und Auftauen von Zellen erforderlich. Wir empfehlen **FREEZin1™**.

FREEZin1™ ist ein serumfreies und chemisch definiertes Einfriermedium für etablierte Zelllinien, Primärzellen und Stammzellen. Es wird unter cGMP-Bedingungen hergestellt und kombiniert Anwenderfreundlichkeit (ready-to-use) mit hervorragender Performance.

- ✗ gebrauchsfertig
- ✗ ideal für serumfreie Anwendungen & klinische Studien
- ✗ keine Chargenschwankungen durch chemisch definierter Zusammensetzung
- ✗ besonders geeignet für empfindliche Zelltypen
- ✗ hervorragend in Bezug auf Vitalzellzahl, Proliferation, Adhärenz und Bioaktivität nach dem Auftauen
- ✗ geeignet für MSCs: Erhalt der Pluripotenz und hohe Wachstumsrate nach dem Auftauen

Bezeichnung	Menge	Listenpreis	Angebot	Artikelnummer
FREEZin1 chemisch definiertes Einfriermedium mit DMSO, ohne Antibiotika, ohne Phenolrot	50 ml	-	72,50 €	TCL098-50ML



Chargenstabiles FBS

FBS plusX ist ein Fötales Kälberserum, welches mit definierte Wachstumsfaktoren angereichert wurde und daher mit einem geringeren tatsächlichen Serumanteil auskommt. Die Vorteile:

- ✗ geringerer Anteil an undefiniertem FBS
- ✗ geringe Chargenschwankungen
- ✗ geringerer Preis
- ✗ hervorragende Performance (identisch zum klassischen FBS)

Wenn schon FBS, dann sollte es das gewisse Extra haben: **plusX**

Bezeichnung	Menge	Angebot	Artikelnummer
FBS plusX (Fötales Kälberserum, Ursprung Südamerika) für die Zellbiologie, 500 ml	500 ml	150,00 €	2523ML500
FBS plusX (Fötales Kälberserum, Ursprung Südamerika) für die Zellbiologie, 500 ml	10 x 500 ml	145 € / Stück	2523ML500

NEU - NEU - NEU

SCAN ME



entdecke weitere
Produkte für die
Zellkultur



Zu schade für die Tonne

re::Lab

re::Lab = Günstig, funktionsfähig und nachhaltig.

Artikel mit unserer re::Lab-Lasche sind u.a. Artikel mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum, wie z.B. Schutzanzüge oder sterile Verbrauchsmaterialien.

Wir lassen Sie entscheiden, ob eine Ware für Ihre Anwendung ein gültiges MHD haben muss oder nicht! Durch die Wiedereinführung in den Wirtschaftskreislauf vermeiden wir Abfall und geben der Ware einen neuen Wert.

Obwohl Ware mit abgelaufenem MHD nicht als steril betrachtet werden darf, ist sie meist noch für viele Anwendungen voll einsatzfähig.

Neu ab 2024: Laborgeräte mit kleinen Schönheitsfehlern, die noch problemlos im Labor zum Einsatz kommen können. Diese Artikel werden von uns für einen sehr günstigen Preis an Kunden abgegeben.



Da die Auswahl
ständig wechselt,
lohnt es sich öfter
reinzuschauen!

www.neolab.de/reLab

Persönliche Beratung vor Ort und bundesweit:



Lh
Laura Hartman
HEAD OF EXTERNAL
SALES
+49 174 3378339
l.hartman@neolab.de



Vf
Vera Fichter
AREA SALES MANAGER,
PRODUCT SPECIALIST:
LIFESCIENCE
+49 174 3376088
v.fichter@neolab.de



Hr
Heiko Rath
AREA SALES MANAGER,
PRODUCT SPECIALIST:
FLUICS
+49 174 3378325
h.rath@neolab.de



Ez
Dr. Eckart Zöllner
AREA SALES MANAGER,
PRODUCT SPECIALIST:
ZEISS
+49 174 3378329
e.zoellner@neolab.de



Fg
Frank Gärtner
AREA SALES MANAGER
+49 174 3378332
f.gaertner@neolab.de



Jt
Jürgen Traunecker
PRODUCT SPECIALIST:
COYLAB ANEROBIC
CHAMBERS
+49 174 3378337
j.traunecker@neolab.de

Gemeinsam
sind wir



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9, 69123 Heidelberg
T: 06221 844244 • bestellung@neolab.de

